



UNIDAD DENTAL DENTAEUROPA 2

CATÁLOGO



UNIDAD DENTAL DENTAEUROPA 2

AMBIENTE DE TRABAJO CONFORTABLE

El cojín ultrafino liso, de material acolchado, resistente y lavable. Con el diseño superior estrecho, permiten al médico acercarse al paciente y obtener una posición de trabajo más cómoda.

Aplicación de geometría espacial, combinada con pontón compacto y bandeja de instrumentos. El equipo tiene una mejor sensación de espacio y proporciona a los médicos y asistentes un buen campo de visión y espacio operativo.



OPERACIÓN MÁS SEGURA Y CONVENIENTE

El brazo articulado, es fácil de operar, puede bajarlo de manera suave hasta la ubicación concreta y detenerlo de manera estable.

El botón táctil con detección de luz, el enlace compuesto de múltiples teclas, el diseño de control maestro dual y el diseño de cuatro puntos, facilitan la operación.

El diseño hace que la operación del asistente sea más fácil y conveniente.

Diseño de filtro externo supergrande para garantizar una succión más eficiente y fácil de mantener y limpiar.

Teclado táctil para el control de los movimientos del sillón y la escupidera.



CÓMODA EXPERIENCIA DE VISITA

La silla ergonómica permite a los pacientes obtener un apoyo más eficaz.

Diseño de rotación y punto de pivote del cojín alto: está más cerca del punto de rotación de la articulación de la cadera, lo que reduce la incomodidad causada por la rotación del cojín.

Subida total del sillón de 85cm y bajada de 37cm sobre el suelo.

Dispositivos de seguridad antiaplastamiento en la base y el espaldar.

Capacidad de elevación 180kg.



TABURETE

Taburete con 5 ruedas

Regulable altura con pistón de gas

Regulable respaldo lumbar

Tapizado resistente y lavable.



PEDAL

Pedal Multifunción. Acciona los movimientos del sillón. Activación y regulación de la velocidad o potencia de los instrumentos.





Almohada para la cabeza de doble articulación

Adecuado para personas con diferentes alturas

Se puede mover junto con la cabeza del paciente, lo cual es conveniente para la observación y operación.

El diseño ergonómico del reposacabezas, puede soportar la nuca, haciendo que el paciente esté cómodo y relajado.

DISEÑO DE PASAMANOS GIRATORIO

Fácil de bajar y subir para los pacientes.

Con posición de salida del paciente, con apagado automático de la lámpara y activación del lavado de la escupidera



MOTOR RÁPIDO

Con el motor rápido y silencioso el cojín se puede restablecer en 9 segundos

Motor con 5 años de garantía para que puedas usarlo con seguridad

Posición Trendelenburg sincronizado con el respaldo

Interruptor encendido-apagado del sillón

INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA AMIGABLE

Control maestro dual de 4 puntos

Toque inductivo

Tiempo de lavado y enjuague de la escupidera ajustable

Se puede ajustar la temperatura del enjuague

3 grupos de 9 memorias de posición del equipo con memoria

Conexión multifuncional de luz, sillón y escupidera



SIDEPOD DE POLIMERO

Diseño compacto y simple

Duradero y no se desvanece



CAJA PARA TOALLAS DE PAPEL PATENTADO

Gira con flexibilidad y permite coger el último trozo de papel, sin afectar el trabajo del doctor y asistente.

El diseño plano de la cubierta superior, permite dejar objetos de pequeño tamaño



ESTANTE AUXILIAR DE DOBLE ARTICULACIÓN

El amplio rango de rotación deja espacio para que la enfermera pueda operar a 4 manos

Rotación flexible y fácil colocación para las enfermeras.

Con activación automática de aspiración y cánulas resistentes y flexibles



ESCUPIDERA ROTANTE

Con una rotación de 150º, permite girar al lugar deseado para que el paciente escupa.

Fácil de desmontar. Desinfección 360º

Botón independiente para que el paciente pueda hacer gárgaras y enjuagar.

Escupidera de cerámico con revestimiento de alta temperatura, dura sève y resistente al rayado y desgaste.



FILTRO SALIVAL

Localizado en el estante auxiliar, desmontable y limpiable



LAMPARA LED

El interruptor, temperatura del color y la iluminación se pueden controlar mediante el tacto

Rango de iluminación 7000-56000lx

Rango de color de temperatura: 4000-5500k

Display digital de temperatura de color e iluminación

Manijas de desplazamiento desmontables y autoclavables

Brazo y cabezal de doble articulación





COMPOSICIÓN:

Sistema Colibrí con 5 mangueras retráctiles y auto frenado de 4 posiciones

Panel de control Táctil para dentista y asistente

Programa de 9 memorias para la posición del sillón

Pedal multifunción

Lámpara sin sombras de 56.000 Lx y regulación Touchless con sensor

Taburete

Panel del dentista, compuesto de:

- ✓ 2 módulos de Turbina Luz
- ✓ Módulo de Ultrasonidos.
- ✓ Módulo de Micromotor Eléctrico
- ✓ Módulo de Jeringa 3 funciones

Panel asistente, compuesto de:

- ✓ Jeringa 3 funciones
- ✓ 2 mangueras de aspiración
- ✓ Lámpara de Polimerizar Led con potencia 1200mW/cm².

Sensor de parada de emergencia

Temperatura de enjuague regulable

Panel adicional de personalización: Control de torque, rpm, rotación, Tipo de Contraángulo, etc.

Tuberías con sistema anti-succión

Escupidera de cerámica rotatoria

Sistema de suministro de agua pura mediante botella.

Dispensador de toallitas de papel