

EzCam[™]

USB Cámara Intraoral



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Ligero, cómodo, y una imagen de alta calidad

- Úselo inmediatamente sin la instalación del controlador
- Cómodo sistema de on/off, función de enfoque automático





Proporcione una imagen diagnosticable óptima y haga que su paciente comprenda mejor

Características clave

Simple, Fácil y Rápido

- CARACTERÍSTICAS CLAVE**

Smart

Obtenga una imagen clara a través de la función de enfoque automático. Reduzca la distorsión de la imagen usando lentes esféricas

Simple

Diseño fino y ligero

Fácil

Control de on/off automático y conexión de visor


※ Muestras usando lentes esféricas




Sonrisa



De Cerca



EzCam



Cámara Estándar

VS

All Ready

All Ready es nuestra nueva marca de servicio, lo que significa nuestra voluntad de hacer siempre nuestro mejor esfuerzo para cuidar a nuestros clientes.

Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS/5 Mega pixel
Resolución	1280x720
Fuente de luz	2 LEDs Blanco
Rango de enfoque	9mm~35mm(Auto-Focus)
Punto de vista	62°
Longitud del cable	USB 2.0/3m(Opción : 5m)
Dimensiones	176x17.3x24.8mm
Peso	39.5g
Voltage operativo	DC5V/500mA

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.