



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Las NEW HOSPIVAC 350 han sido diseñadas para la aspiración profesional de fluidos corporales, gases, tejidos o huesos del paciente durante o después de la cirugía. La bomba de última generación sin lubricación garantiza alto rendimiento con excelente capacidad de succión y máxima capacidad de vacío alcanzable en unos pocos segundos, sin necesidad de mantención. Un cuadro de mandos frontal junto a un completo rango de accesorios lo hace el dispositivo ideal para la aspiración quirúrgica y liposucción.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe
Tubos de Silicona autoclavable 8x14 + Conector Cónico 10-11-12mm
Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
Cable de conexión con enchufe tipo "shuko"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	230V-50Hz – otras configuraciones disponibles según se solicite
Clasificación ISO 10079-1	Alto Vacío / Alto Flujo
Vacío máximo (ajustable)	-0.90 Bar -90 kPa -675mmHg
Flujo de Aire Libre	60 l/min
Nivel de Ruido	51,7 dBA
Ciclo de Trabajo	Operación continua
Peso	13 Kg
Dimensiones	46 x 85 x 42 cm

PRECIO OFERTA: 679 €

