

XIKER

YES WE SCAN

X6.0 IOS

Scanner Intraoral



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

DESCUBRE EL ESCANEEO MÁS FÁCIL Y ACCESIBLE

APROVECHA LA PROMOCIÓN EXCEPCIONAL

XKER X6.0 IOS

Scanner Intraoral



BASE ESTABLE

Una sola base, robusta y estable. En la línea de muebles, en la cajonera móvil o directamente en la consola del equipo dental, el mango se aloja siempre en una posición segura y ergonómica.

PRECIO DE LISTA XKER X6.0 IOS ~~16.999€~~

PRECIO OFERTA XKER X6.0 IOS 8.800€

Transporte e IVA excluidos.

Promoción válida hasta el 31/12/2023

SISTEMA ANTIVAHO

Un circuito de ventilación integrado en el mango evita el empañamiento del prisma

PUNTA AUTOCLAVABLE

El suministro incluye 5 puntas autoclavables hasta 150 ciclos (134 °C, 4 minutos)

BOTÓN SCAN

Un solo mando en el mango activa y detiene el escaneo, y selecciona el proceso siguiente, sin necesidad de operar en el ordenador

BOTÓN DE ENCENDIDO

MANGO LIGERO

Solo 350 gramos

Por qué tomar la impresión digital

- 1 Reduce el tiempo de sillón y los tiempos de tratamiento.
- 2 Ofrece una experiencia más agradable al paciente.
- 3 Es un instrumento diagnóstico de alta precisión.
- 4 Reduce los errores de proceso
- 5 Permite acceder a las ventajas del workflow digital.
- 6 Evita la compra de material de impresión

Por qué elegir XKER X6.0 IOS

ESCANEADO A COLOR

La visualización final del modelo 3D se realiza en tiempo real. Los colores son realistas y las imágenes son ricas en detalles, para poder interpretar de la mejor manera posible el área de interés.

CÁMARA 2D

También puedes utilizar el X6.0 IOS como cámara intraoral para realizar y archivar imágenes en 2D. Simultáneamente al escaneo, puedes tomar fotografías en 2D de alta definición.

ESTABILIDAD Y MOVILIDAD

La base puede desplazarse fácilmente y apoyarse en cualquier soporte. Está diseñada para permanecer estable, con el mango cómodamente accesible.

SISTEMA ABIERTO

Los archivos de escaneo de X6.0 IOS se pueden exportar en dos formatos diferentes: STL –más extendido y universal– y PLY, que también contienen información sobre las texturas en color.

INVERSIÓN RENTABLE

X6.0 IOS garantiza un alto retorno de la inversión, combinando las tecnologías más innovadoras con un precio accesible. No solo permite ahorrar en los materiales de impresión y en los tiempos de trabajo, sino que comporta también una mayor satisfacción del cliente.

COSTO CLARO Y PRECISO

Para la compra de X6.0 IOS deberás afrontar un solo gasto inicial. No habrá gastos adicionales por costos de gestión, actualizaciones y gestión de los archivos de escaneo.

SWIDENT garantiza el funcionamiento de X6.0 IOS según las especificaciones por un período de 2 años (quedan excluidos los productos de terceros, como el ordenador, productos de consumo, baterías y cables)