


**carl
martin** Solingen
Finest Dental Instruments



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com



ORTODONCIA CAMPAÑA PRIMAVERA 2024

Oferta válida desde el 01.03. hasta el 30.06.2024

*Precios de oferta de Carl Martin. Precios por unidad/paquete en €, sin IVA, franco fábrica, válidos hasta el 30.06.2024. Precios de oferta recomendados no vinculantes en todas las tiendas especializadas participantes de Carl Martin GmbH. Artículos disponibles hasta agotar existencias. / Se reserva el derecho a entregar artículos similares. Puede que se realicen modificaciones y se cometan errores en los precios, o que haya diferencias en los productos.

Clear Aligner Alicate

¡Conformado en frío! ¡No es necesario calentar los alicates!

Clear Aligner-SET

OLS-1500-SET6

Contenido: OLS-1501, OLS-1502, OLS-1505,
OLS-1506, OLS-1510, OLS-1520



special



Perforador

6mm, HM Insertos



OLS-1501

Alicate para perforar huecos de media luna en el área de los brackets o botones. También sirve para eliminar los bordes de plástico que sobresalen y así evitar daños en el tejido blando.



Perforador con forma de gota

HM Insertos



OLS-1502

Alicate para agregar una muesca en forma de gota en el margen gingival. La forma de gota permite la fijación segura de los elásticos, incluso para el paciente.



Alicate Horizontal



OLS-1505

Alicate especial para crear huecos horizontales para torsionado individual de raíz. También permite mejorar la retención de alineadores o retenedores.



Alicate Vertical



OLS-1506

Alicate especial para la corrección excesiva de una rotación. Además, el alicate vertical puede eliminar las discrepancias de entrada y salida.



Alicate de elevación de punto

1,5mm



OLS-1510

Alicate especial para crear elevaciones puntiformes en el alineador. Permite una activación selectiva, lo que aumenta la presión sobre los dientes individuales.



Alicate Inverso



OLS-1520

Alicate especial para elevaciones invertidas en el alineador.

+++ L = mango largo (15cm) +++ mango estandar (13cm/14cm) +++ S = mango corto (12cm) +++

HM = Premium High-End-Steel



OLS-1115A-L
 Alicate de corte distal universal 10°
15 cm
 idéntico al modelo OLS-1115-L, pero con el mango angulado un 10° para un acceso más conveniente por distal

- Su mango largo, unido a su estilizada cabeza, permite una buena accesibilidad al área distal.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.
- Insertos de carburo.

130,15 €

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

10°

OLS-1113
 Alicate de corte distal flush
13cm

130,15 €

- Insertos de carburo.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.
- Corte preciso para brackets o tubos.

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1114
 Alicate de corte distal flush
13cm

c/u 130,15 €

OLS-1114-S
 Alicate de corte distal flush
12cm

- Insertos de carburo.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.
- Corte preciso para brackets o tubos.

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1115-L
 Alicate de corte distal universal
15cm

c/u 130,15 €

OLS-1111
 Alicate de corte distal universal
13cm

OLS-1111-S
 Alicate de corte distal universal
12cm

- Insertos de carburo.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1116-L HM
 Alicate de corte distal **15cm**
(versión larga) con dispositivo de sujeción desmontable para una limpieza óptima

- Su mango largo, unido a su estilizada cabeza, permite una buena accesibilidad al área distal.
- Con dispositivo de sujeción para alambres.
- Corte preciso para brackets o tubos.

130,15 €

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1122
 Alicate de corte lateral 15°
13cm

122,00 €

15°

- Insertos de carburo.

min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1133
 Alicate para corte de ligaduras de pins MINI 15°
13cm

122,00 €

15°

- Insertos de carburo.

max.015" SOFT

OLS-1211-L
 Weingart STANDARD
15cm

c/u 97,45 €

OLS-1211
 Weingart STANDARD
14cm

- Con puntas dentadas cruzadas.

■ - max.022" x .028"


OLS-1212-L
 Weingart SLIM
15,5cm

c/u 97,45 €

OLS-1212
 Weingart SLIM
14,5cm

- Con puntas dentadas cruzadas.

■ - max.022" x .028"



HM

OLS-1213

Weingart EXTRA SLIM 14,5cm

c/u
122,00 €

OLS-1213-S

Weingart EXTRA SLIM 13,5cm

- Con puntas dentadas cruzadas.
● ■ - max.022" x .028"

HM

OLS-1265

Alicates para retirar brackets
13cm

122,00 €

incl. llave Allen



OLS-1292-L

Hammerhead
Alicate conformador multiusos
15cm

c/u
109,70 €

OLS-1292

Hammerhead
Alicate conformador multiusos
13cm

- Para alambres de NiTi.
min.012"/max ■.021" x .025" ●.020"

OLS-1241

Alicates para retirar bandas y brackets, posteriores
14cm
- Filo corto centrado sobre la almohadilla oclusal.

109,70 €

OLS-1242

Alicates para retirar bandas y brackets, posteriores
14cm
- Filo corto que parte de la almohadilla oclusal.

109,70 €

OLS-1261

Alicates para retirar brackets recto
14cm
- Adecuado para todo tipo de brackets.

97,45 €

OLS-1262

Alicates para retirar brackets angulado
13,5cm
- Adecuado para brackets de todo tipo de materiales.

97,45 €

OLS-1263

Alicate para retirar brackets, angulado
14cm
- La forma angulada de las pinzas lo hace especialmente adecuado para eliminar turbobites y brackets sin dañarlos.

97,45 €

OLS-1314R

DE LA ROSA
12,5cm
Alicate de punta hueca para contornear arcos, con ranuras.

97,45 €

max. .028"

OLS-1316

ADERER MINI
Alicate de tres puntas
13cm

97,45 €

max. .020"



OLS-1326

JARABAK
Alicates conformadores
14cm
- Para doblar alambres.
- Las ranuras permiten formar y cerrar loops con mayor precisión.

109,70 €

max. ● .028"

OLS-1328

Pinzas de retención en V
13cm
- Para modelar torsiones en V en arcos (también de níquel titanio) y evitar su desplazamiento.

109,70 €

max. .028"

OLS-1311

Alicate para doblar arcos (1,3mm / 0,5")
13cm

97,45 €

max ■ .021" x .025"

OLS-1340

Alicate conformador en forma de bayoneta
0,5mm, 13cm

OLS-1341

Alicate conformador en forma de bayoneta
0,75mm, 13cm


OLS-1342

Alicate conformador en forma de bayoneta
1,0mm, 13cm

c/u
110,55 €

max ■ .022" x .028"

Para crear curvas con forma de bayoneta de 0.5mm, 0.75mm, 1mm en un solo paso. Su forma especial de T permite tanto a zurdos como a diestros hacer step up o step down.



37,00 €

OLS-2111

Pinza para colocar brackets, 13,5cm
- Con alineador



37,00 €

OLS-2113

Pinza para colocar brackets, 14cm
- Con alineador



37,00 €

OLS-2115

Pinza super fina para colocar tubos.



37,45 €

OLS-4148

Doblador distal universal con dos extremos
- Dobra fácilmente los extremos distales de arcos de cualquier tamaño.
- Accede fácilmente a zonas difíciles.

- Agujeros de 0,020"/0,5 mm y 0,031"/0,8 mm



97,45 €

OLS-1281

Alicate para colocar separadores elásticos
- curvado



1149RH/14

14cm
Porta-agujas Lichtenberg - capa RH - funcionamiento extra suave

119,75 €



OLS-6101

Alicate para ligaduras MATHIEU recto



OLS-6101A

Alicate para ligaduras MATHIEU curvado (lingual)

c/u
112,55 €

- La punta fina y curvada del alicate permite la colocación de ligaduras y arcos de forma óptima.



OLS-9200-018 .018" Slots
OLS-9200-022 .022" Slots
Posicionador de brackets
acc. Dr. S. Chhatwani/B. Chhatwani, BDS



más información



c/u
51,75 €



Alineación horizontal del bracket mediante la zona adaptada para ello de la espátula



Control de distancia al área incisal de la corona dental



Eliminación de restos de composite con el raspador



DBGM = German utility model

OLS-6110

12cm
Pinzas de ligadura con cierre - Modelo suizo


"... facilita y acelera la colocación de ligaduras en los brackets. Su estilizada punta simplifica la colocación de ligaduras y funciona además en brackets con distancias entre alas muy pequeñas. Su cierre suave permite un trabajo rápido y efectivo para el paciente."



71,45 €



más información



Dr. Luca Casella, Kieferorthopäde in Lugano (CH)

490RO



490GR



490SC



c/u
6,90 €

490GE



490BL



Mango de espejo fabricado en material plástico de alta calidad. Esterilizable hasta 200°C.




26,25 €

485M
MANUSCAL Mango de espejo hueco con regla de medición (mm)



93,75 €

825
9cm
Tijeras para coronas
Para cortar pequeñas estructuras sobre láminas embutidas



124,00 €

1598
Pie de rey ZÜRCHER Modell



OLS-1240A
Almohadillas de repuesto para
alicates de extracción de bandas
OLS-1241 y 1242 (Ø 5,3mm)

4,70 €

STERI-WASH-TRAY




171,10 €

3029-L-WE

280x190x34mm

Adecuado para 15-20 instrumentos

No incluye instrumentos




478/4

FRONT SURFACE

Ø22mm



Caja
24,95 €



16cm / 20cm

16cm

34,70 €

20cm

37,40 €

1495 - 16 cm · 1495L - 20cm

Soporte para alicates, inoxidable, con silicona antideslizante para evitar su deslizamiento

Dispensador de aceite en forma de bolígrafo, set de 2 unidades 990

- Sin decoloraciones marrones causadas por aceites convencionales o sprays
- Engrasado y conservación fáciles y precisos
- Aceite sintético de alta gama
- Apropiado para todo tipo de esterilizaciones
- Transparente, inodoro y no tóxico



25,00 €



PRESS