



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

CLÍNICA COMPLETA DENTAEUROPA 2



COMPOSICIÓN DEL SILLÓN

Panel del Dentista:

- 2 módulo de Turbina Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico
- Módulo de Ultrasonidos
- Módulo de Jeringa 3 Funciones

Panel del Asistente:

- Jeringa 3 Funciones
- 2 mangueras de Aspiración
- Lámpara de Polimerizar

Lámpara sin sombras de 56.000 Lx y regulación Touchless con sensor.

Dispensador de Toallitas de Papel

COMPOSICIÓN DE CLÍNICA COMPLETA

Compresor




Motor de Aspiración



Autoclave



Selladora



Cuba Ultrasonidos



Taburete



Lámpara de Polimerizar



***OPCIÓN con adaptación a la nueva normativa**
Recogedor de Amalgama y Válvula escupidora