



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

Laboratorio



Impresora 3D Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Imprime hasta 8 modelos de arco completo en +/-35 minutos. Resolución XY de 52 micras. Purificador de aire incorporado.

Ref. FUN000065



Kit para lavado y fotopolimerizado Phrozen

Haz que tu postprocesamiento sea más eficiente con una estación de lavado y una estación de curado de gran capacidad.

Ref. FUN000070

OFERTAS hasta
31 de Agosto
de 2024

OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de Agosto de 2024 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.



Impresora 3D

Para clínica y laboratorio

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos. Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.



Fácilmente integrado con el entorno: MEDIT Link



Tecnología WiFi para conexión total



Tecnología	Tipo LCD
Fuente de luz	Módulo LED
Resolución XY	52 µm
Grosor de la capa	0,01 - 0,30 milímetros
Velocidad máxima de impresión	90 mm/h
Tamaño de la impresora	33 x 29 x 47 cm
Volumen de impresión	20 x 12.5 x 20 cm
Peso de la impresora	17.2 Kg

Phrozen DS Slicer

DS Slicer, el software original de Phrozen desarrollado específicamente para el mundo dental, es la herramienta ideal para el mejor proceso de impresión 3D.

Cuenta con una interfaz fácil e intuitiva que se adapta sin problemas a cualquier proceso de impresión dental. Disfruta además de una formación completa de la mano de nuestro equipo técnico



Impresora	Sonic XL 4K Plus
Ruta	C:\Users\Usuario\Desktop
Resina	Phrozen Dental_Washable
Altura de capa	0,10 mm
Tiempo	01:28:56
Capas totales	548
Volumen	93,37 ml



Estación de lavado

Ref. FUN000070

Sistema de vórtice imantado para una limpieza exhaustiva en centrifugado.

Dimensiones:	27,7 x 20,7 x 46,7 cm
Volumen del cubo:	8 L
Peso:	3,5 kilogramo
Temporizador:	0 - 30 minutos



Estación de curado

Ref. FUN000070

Lámpara de curado con luz ultravioleta que garantiza curado anterior y posterior gracias a sus sistema de doble led inferior y superior. Incorpora Fan System con dos ventiladores para secado previo. Tamaño XL para grandes impresiones

Dimensiones:	35,4 x 30,9 x 36,8 cm
Tamaño del plato giratorio:	19,6 cm
Peso:	3,9 kilogramos
Temporizador:	0-120 minutos



Phrozen Cure

Ref. FUN000075

Horno de curado con plato giratorio y reflectante, con diseño ergonómico y compacto.

Dimensiones:	21,5 x 19,5 x 28,5 cm
Capacidad interior:	17,5 x 14 x 18,5 cm
Peso:	4,2 kg
Temporizador:	0 a 600 minutos

Resinas compatibles.

Las impresoras Phrozen son parametizables con tu resina de confianza



Phrozen Resins

keyprint

Keyprint

NextDent

NextDent



Enlighten Materials



Dreve



Dentona

DETAX

Detax

SAREMCO

SAREMCO

PacDent

PacDent

Máquina de soldar por láser Micro Welder Power

Ref. SOP0P0005

OFERTA
6.800€

Pantalla táctil:
10X CCD digital multicolor de HD
Dimensión de la máquina:
Ø295 mm x H282 mm
Peso neto de la máquina:
13,5 KG
Microscopio
de orientación y posicionamiento
Potencia máxima:
3.5 KW
Energía pulso láser:
35J

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.

La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una maquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.



B Technoflux

Máquina de soldar por láser Master 4.0 225J

Ref. SOP0P0010

OFERTA
PVP ~~4.920€~~
11.970€



El nuevo diseño de ultima generación incorpora reposabrazos reforzado que aumenta la comodidad y usabilidad, junto con la pantalla de 7" y el joystick dentro de la cámara de trabajo.

Con las últimas actualizaciones avanzadas, el láser permite un bajo uso de consumibles y un aumento en conectividad, además de mejorar el rayo láser en términos de repetibilidad.

Compacta en sus dimensiones, es adecuada para las pequeños laboratorios y también las pequeñas/medianas empresas que necesitan optimizar su espacio.

ELETTROLASER

DaDo

DADO welder maquina para soldar

DaDo

Ref. SOP0P0203

OFERTA
PVP ~~3.772,00~~

3.280€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0204

OFERTA
PVP ~~4.289,50~~

3.730€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 1.8 KW
Amperio: T16A
Frecuencia: 50-60 Hz
Dimensiones: 340x340x340 mm
Peso 15 Kg



DaDo 2.0

Ref. SOP0P0007

OFERTA
PVP ~~4.920€~~

4.100€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008

OFERTA
PVP ~~5.000€~~


4.550€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 2.5 KW
Amperio: T16A
Frecuencia: 50-60 Hz
Dimensiones: 340x340x340 mm
Peso 15 Kg

DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

DaDo es un soldador que habla: gracias a su tarjeta de síntesis de voz le proporciona al operador toda la información que necesita, incluido el estado de error en el que se encuentra.



Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



MEDIT T310
MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510
MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



Medit i600
MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



Medit i700
MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700
Inalámbrico

MIT001700
La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.

Micromotor Marathon N7 de escobillas
40000rpm

Ref. PUL4M3067

PVP 508,50
OFERTA
339,00 €

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 40.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm



Micromotor Marathon MULTI 600



Ref. PUL4M3002

OFERTA
990 €

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.

- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 7,8 N/cm



Micromotor Marathon K35
(Blanco) de Escobillas

Ref. PUL4M3110

PVP 448,50
OFERTA
299,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal



Ref. PUL4M3100

PVP 675,00
OFERTA
450,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60



El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060

PVP 373,75
OFERTA
325,00 €

Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

PVP 373,75
OFERTA
325,00 €

Con motor intramatic



Micromotor Technoflux TORNADO 230W Inducción 55.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2400

PVP ~~850,00~~
OFERTA
655 €

El nuevo micromotor de inducción con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico y compacto con una gran potencia y robustez.

Su silenciosa y estable pieza de mano (PUL4P1550), dispone de 230W de potencia y una velocidad máxima de 55.000 RPM, la cual puede fijarse mediante el sistema Auto-Cruise, cuenta con un par motor de 8,5 N.cm con compensación electrónica

Equipada con sistema de freno para aumentar la rapidez del ajuste de velocidad, sistema de paro automático por sobrecarga y rodamientos NSK de larga duración.

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano



Micromotor Technoflux CYCLONE 90w Escobillas 35.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2500

PVP ~~245,00~~
OFERTA
195 €

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm

B Technoflux

Ref. PUL4M2600

PVP ~~245,00~~
OFERTA
150 €

El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3070

PVP ~~218~~
OFERTA
190,00 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque 3,2 N/cm



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3090

PVP ~~241,50~~
OFERTA
210 €

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm



Soldadores Oxhídricos

Soldador oxhídrico SR-800

Ref. OXH0R0125

 Technoflux



 Technoflux

Soldador oxhídrico SR-450

Ref. OXH0R0115



OFERTA
2.499 €

OFERTA
1.785 €

SR-800

220V
800W
640x330x480 mm.
25 Kg
3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)
200 Litros por hora
Automático
110 ml. por hora
2 + 2 juegos de boquillas

DATOS TÉCNICOS

	SR-800	SR-450
Alimentación	220V	220V
Potencia	800W	450W
Medidas	640x330x480 mm.	590x280x420 mm
Peso	25 Kg	20 Kg
Capacidad electrolito	3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)	3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)
Caudal de gas	200 Litros por hora	120 Litros por hora
Control de presión	Automático	Automático
Consumo de agua destilada	110 ml. por hora	110 ml. por hora
Sopletes incluidos	2 + 2 juegos de boquillas	2 + 2 juegos de boquillas

SR-450

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :

Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
Con boquilla C : 2 sopletes
Con boquilla D : 1 soplete
Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :

Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
Con boquilla C : 2 sopletes
Con boquilla D : 1 soplete
Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete



Mesa trabajo para laboratorio dental
2 puestos, hecha de acero



Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~
OFERTA
2.610 €

- Medidas: Largo 1970 mm.
Ancho 600 mm.
Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones



Estación de trabajo Technoflux
con micromotor incluido

Ref. MOM000400

PVP ~~1.706,25~~
OFERTA
1.690 €

- Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
- Iluminación Day Light
- Potencia: 650 W
- Voltaje 220 V



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero



Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~
OFERTA
1.995 €



Aspiración portátil para laboratorio



Ref. PUL0M1500

PVP ~~930,00~~
OFERTA
620 €

- Dimensiones:
35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación:
220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada:
500 W



Silla de trabajo ergonomica con ruedas



Ref. MOB0I0095

OFERTA
250 €

- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija



Todo tipo de composiciones



Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.
Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte
NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS SOBRE
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE SU LABORATORIO**



Mesa acero para
horno de ceramica
Ref. MOM001000
450 €

Modulo esquinero
para mesa trabajo
laboratorio
Ref. MOM002000
495 €

Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~
OFERTA
1.465 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1905,00~~
OFERTA
1.866 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~
OFERTA
1.995 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7



Ref. MIS001500

PVP ~~2160,00~~
OFERTA
1.680 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2437,50~~
OFERTA
1.625 €

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para ceramica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852



Ref. MIS002600

PVP ~~4723,43~~
OFERTA
3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio
Controlador electrónico
Temperatura máxima: 1200°C
Variación temperatura: 2-200°C
Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul
Modelo disponible con bomba



Mezcladora con Bomba De Vacio Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa



Ref. MIS000900

PVP ~~2175,00~~
OFERTA
1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas



Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~
OFERTA
595 €

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg./cm²), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.





Recortadora Modelos Disco Diamante

Ref. MIS000202

Ref. MIS000203

PVP ~~1545,00~~
OFERTA
1.030 €

En seco

PVP ~~1483,50~~
OFERTA
1.030 €

Con agua



Recortadora con disco diamante de la marca Sirio

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm

Aspirador SIRIO 1000W -AS146

Ref. MIS000204

PVP ~~523,50~~
OFERTA
349 €

Este aspirador de Sirio contiene un sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 570 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 1000W



Aspiracion Portatil Induccion para Laboratorio 800W

Ref. PUL0M1150

PVP ~~837,50~~
OFERTA
710 €

Encendido automático

Silenciosa y de reducidas dimensiones. Función de encendido automático y auto conexión al micromotor.



ZILFOR

Pulidora con kit de accesorios

Ref. PUL0P0150

PVP ~~259,75~~
OFERTA
225 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/-1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W

Ref. MIS000207

PVP ~~550,00~~
OFERTA
480 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
Ref. MIS000211
Izquierdo
Ref. MIS000212

OFERTA
36 €
PVP ~~49,00~~



Generador De Vapor Technoflux
Modelo Top Steam 2000

 Technoflux

Ref. MIS002090

PVP ~~675,00~~
OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



Generador De Vapor Technoflux
Modelo Top Steam 2000 PRO

 Technoflux

Ref. MIS002080

PVP ~~675,00~~
OFERTA
569 €

El NUEVO limpiador a vapor Top Steam 2000 PRO genera vapor de alta presión para garantizar que la penetración del vapor llegue hasta la suciedad más incrustada de la pieza.

Eliminando así las manchas y la suciedad en cada recoveco por intrincado que este sea. Restaurando instantáneamente el brillo y la belleza inicial de las joyas tratadas



CARACTERÍSTICAS:

- Toma de agua para depósito externo
- Manguera para proyección móvil
- Volumen: 2 litros
- Temperatura máxima del vapor: 140 °C



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

 Sirio

Ref. MIS002100

PVP ~~2325,00~~
OFERTA
1.658,50 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Generador de vapor
STEAM SR900S

 Sirio

Ref. MIS002000

PVP ~~1575,00~~
OFERTA
1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



Descalcificador Sirio SR 907

Ref. MIS002201

PVP ~~315,00~~
OFERTA
245,50 €

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas.

Imprescindible con su generador de vapor.



Separadora modelos con aspiración
e indicador láser modelo SR2

 Sirio

Ref. MIS001105

PVP ~~2835,00~~
OFERTA
1.549 €

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



Vibrador Sirio



Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~
OFERTA
250 €
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~448,88~~
OFERTA
294,15 €
MEDIANO

Ref. MIS000700

PVP ~~521,18~~
OFERTA
383,50 €
GRANDE

Arenadora SR 922R



Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~
OFERTA
1.245 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 430 x 430 mm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V ? 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas



Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida



Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €
1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €
2,5mm - CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~7,50~~
OFERTA
6,95 €
1mm - CX5
Transparente



Unidad para curado Tray Lux M5



Ref. MIT001000

PVP ~~295,00~~
OFERTA
185 €

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



Placa Soft Cuadrada Bio-Art



Ref. MIT000670

2mm - Flexible CX10

17,95 €

Ref. MIT000680

5mm - Flexible CX5

17,95 €

Ref. MIT000610

3mm - Semi rígida CX10

17,95 €

Ref. MIT000650

0,6mm - Semi rígida CX5

17,95 €

Ref. MIT000660

1mm - Flexible CX10

17,95 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Olla neumática a presión modelo POL-02 - 6 litros de Capacidad

Ref. MIS000300

PVP ~~299,00~~

OFERTA
239,24 €

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 6 L.
- Válvula de seguridad que actúa superando los 2,5 bar.
- Acero Inoxidable
- Fácil apertura
- Totalmente segura



Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410

OFERTA
36,00 €
3,5X



Ref. GEM0U0400

OFERTA
36,00 €
2,5X



Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

Ref. MIT001005

OFERTA
46,45 €
1,4mm

Ref. MIT001006

OFERTA
46,45 €
2,2mm



Arco facial para articulador Tipo Arcon

Ref. VZB005110

PVP ~~98,25~~

OFERTA
55,50 €

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Arco facial BIO-ART elite

Ref. VZB000540

PVP ~~278,25~~

OFERTA
155,50 €

El nuevo Arco facial Élite dispone de un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

Ref. VZB005000

PVP ~~260,87~~

OFERTA
205,50 €

Ref. VZB005100

PVP ~~306,65~~

OFERTA
265,50€
+ Estuche + Arco

El Articulador Arquemed-Senior de Technoflux está indicado para la reproducción de las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes. Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.



Packs Articulador BIO-ART A7 PLUS E



Ref. VZB000510

PVP ~~509,25~~
OFERTA
339,50 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial standard
+ Estuche

Herramienta indispensable en odontología para transferir la disposición y movimientos de la arcada del paciente.

Instrumento ideal para clínicas y también para estudiantes de odontología, ya que con sus características se pueden resolver la mayoría de casos de prótesis dentales.



Ref. VZB000520

PVP ~~427,50~~
OFERTA
245,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Estuche

Ref. VZB000515

PVP ~~692,50~~
OFERTA
455,00 €

Articulador BIO-ART A7 PLUS E
+ Arco facial Elite
+ Estuche

Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~
OFERTA
18,36 €

Grande



Articulador de charnela es de fácil montaje.
Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.
El maxilar superior con regulación por tornillo.

B Technoflux

Ref. VZB000380

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada

B Technoflux

Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~
OFERTA
9,50 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado

B Technoflux

Ref. VZB000385

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)

B Technoflux

Ref. VZB000410

PVP ~~29,95~~
OFERTA
19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Articulador De Charnela Pequeño Dorado

B Technoflux

Ref. VZB000375

PVP ~~15,38~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K
10 x 20



H334KM
10 x 24



H336KM
15 x 17



H332K
55 x 16

TIPO	VERDES "desgastado"		OFERTA
	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	24,50 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	26,25 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	25,95 €

Código	Presentación	OFERTA
PUL2M0450	Caja X 10	24,50 €
PUL2M0460	Caja X 10	24,50 €
PUL2M0470	Caja X 10	24,50 €
PUL2M0480	Caja X 10	24,50 €

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP ~~20€~~
OFERTA 19⁹⁵€

Código	Presentación	OFERTA
PUL2M0490	Caja X 10	27,95 €
PUL2M0500	Caja X 10	24,50 €
PUL2M0510	Caja X 10	24,50 €
PUL2M0520	Caja X 10	24,50 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino
PVP ~~20€~~

25,15€



Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino
PVP ~~20€~~

25,15€



Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino
PVP ~~32€~~

28,30€



Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm
PVP ~~34€~~

35,95€



Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio
PVP ~~32€~~

28,30€



Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio
PVP ~~20€~~

25,15€



Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio
PVP ~~32€~~

28,30€



Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm
PVP ~~30€~~

35,95€



Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~7,15€~~

OFERTA 6,75€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~6,50€~~

OFERTA 3,50€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~

OFERTA 4,75€

Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~

OFERTA 4,75€

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~11,80€~~

OFERTA 9,90€

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~11,75€~~

OFERTA 9,50€

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



PVP ~~7,80€~~

OFERTA 7,50€

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras



PVP ~~16,90€~~

OFERTA 12,40€

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

 Technoflux

Ref. MOB0S0335

PVP ~~85,50~~
OFERTA
75 €



- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

 Technoflux

Ref. MOB0S0340

PVP ~~85,00~~
OFERTA
72 €



- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

 Technoflux

Ref. MOB0S0400

PVP ~~110,00~~
OFERTA
99 €



- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

 Technoflux

Ref. MOB0S0365

PVP ~~64,50~~
OFERTA
43 €



- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W

Compresor 22L Modelo DA5001

Ref. APC000900

OFERTA
495 €

Compresor con 22 litros de capacidad, altamente silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Dispone de un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.

Sin secador.



Compresor 30L Modelo DA7001D

Ref. APC001000

OFERTA
1.040 €

Compresor con 30 litros de capacidad y un cabezal de dos cilindros, silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 50L Modelo DA7002D

Ref. APC001100

OFERTA
1.515 €

Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.





La mejor tecnología alemana aplicada a acabados de alta estética



Desde **99,50€**
consulte precios

capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Manejo sencillo y limpio



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de circonio multi-capas

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	99,50€	FUNYE0760	99,50€	FUNYE0765	99,50€	FUNYE0770	119,95€
A2	FUNYE0775	99,50€	FUNYE0780	99,50€	FUNYE0785	99,50€	FUNYE0790	119,95€
A3	FUNYE0795	99,50€	FUNYE0800	99,50€	FUNYE0805	99,50€	FUNYE0810	119,95€
A3,5	FUNYE0815	99,50€	FUNYE0820	99,50€	FUNYE0825	99,50€	FUNYE0830	119,95€
B1	FUNYE0835	99,50€	FUNYE0840	99,50€	FUNYE0845	99,50€	FUNYE0850	119,95€
B2	FUNYE0855	99,50€	FUNYE0860	99,50€	FUNYE0865	99,50€	FUNYE0870	119,95€
C2	FUNYE0875	99,50€	FUNYE0880	99,50€	FUNYE0885	99,50€	FUNYE0890	119,95€



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com