

Instrumentos para luxación

muy finos, puntas planas, puntas ligeramente cortantes

PRECIO ESPECIAL!

c/u
*29,95 €



588/5
2,5mm recto

588/1
3,0mm recto

588/6
4,0mm recto

588/2
5,0mm recto

588/7
2,5mm curvo

588/3
3,0mm curvo

588/8
4,0mm curvo

588/4
5,0mm curvo

Instrumentos para luxación

Instrumentos para separar la encía del diente antes de la extracción. Los bordes son cortantes y la forma más plana que un botador. La forma da un perfecto control.

CASTROVIEJO-Set

LS852-SET

SET
*149,90 €



Porta-agujas
LS1152TC/14 - 14cm
CASTROVIEJO, Carburo Tungsteno

Tijeras para encía
LS852 - 15cm
CASTROVIEJO


BLACK Plasma

NUEVO!

Set tijeras para encía

9017-BP
Contenido: 12cm recto,
12cm curvo

SET
*59,95 €



Espejos CARL

471/4-CARL
Ø 22mm
plano, caja de 6 u.



Espejos CARLA

470/4-CARLA
Ø 22mm
plano, caja de 6 u.



FRONT SURFACE

FRONT SURFACE
- de doble cara

Caja
*19,95 €

Caja
*24,95 €

rosca métrica

rosca métrica

¡NUEVO DISEÑO!



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

*Precios de oferta de Carl Martin. Precios por unidad/paquete en €, sin IVA, de fábrica, válidos hasta el 31.12.2024. Precios de oferta recomendados no vinculantes en todas las tiendas especializadas participantes de Carl Martin GmbH. Artículos disponibles hasta agotar existencias. / Se reserva el derecho a entregar artículos similares. Puede que se realicen modificaciones y se cometan errores en los precios, o que haya diferencias en los productos.

Porta-agujas

TC = Carburo Tungsteno

1155TC/15

CRILE-WOOD
15cm

TC

*99,85 €



3/0 - 5/0

LS1152TC/14

CASTROVIEJO
14cm

TC

14cm
*169,00 €

LS1152TC/16

CASTROVIEJO
16cm

TC

16cm
*186,60 €

4/0 - 6/0

1149TC/17

LICHTENBERG
17cm

TC

*125,10 €

3/0 - 5/0

Porta-agujas

1160/14

1160/17
MATHIEU
14cm, 17cm

14cm
*62,55 €

17cm
*75,10 €

3/0 - 5/0

Dispensador de aceite en forma de bolígrafo, set de 2 unidades

990

- Sin decoloraciones marrones causadas por aceites convencionales o sprays
- Engrasado y conservación fáciles y precisos
- Aceite sintético de alta gama
- Apropriado para todo tipo de esterilizaciones
- Transparente, inodoro y no tóxico



SET
*25,00 €

Engrasado y conservación fácil y preciso

Set tijeras para encía

9017

Contenido: 800/12 recto,
802/12 curva

SET
*51,75 €

Tijeras para encía

802/12

curva,
12cm

*35,00 €

840

KELLY
16cm
curva

*45,55 €

LS852TC

15cm,
CASTROVIEJO

*100,05 €

TC = CARBURO TUNGSTENO
super cortante y de
funcionamiento suave

Set tijeras para encía

9011

Contenido: IRIS, LA GRANGE
micro-serradas

SET
*99,00 €

Molino óseo

1924

Moler en titanio

*249,20 €

Mangos bisturi

871A/3



*6,90 €

871A/5



*34,15 €

Hojas de bisturi

100 unidades

873B/10



873B/11



873B/12



873B/15



873B/12D



873B/15C



caja de 100
*36,10 €

caja de 100
*48,20 €

MICRO hojas de bisturi

871MB/67

Envase 10 unidades

*50,00 €

871MB/69

1 unidad

*12,40 €

adecuado
para

*62,50 €

Mango bisturi MICRO

LS871MH/6



*62,50 €

Bisturis estériles de uso único

872/10 caja de 10

872/11



872/12



872/15



872/15C



caja de 10
*6,45 €

Bisturi de seguridad

872S/10 caja de 10

872S/11



872S/12



872S/15



872S/15C



caja de 10
*11,60 €



más
información

Separador

1890/2
LANGENBECK
42x10mm



*62,50 €

Separador de mejillas

633
CAWOOD-MINNESOTA
15,5cm



*23,30 €

Sindesmótomo

1801/3
16cm
CHOMPRET



*50,05 €

Curetas óseas

1145/1
2,8mm



c/u *25,00 €

1145/2
3,5mm

1145/3
3,8mm


1145/8
2,8mm

1145/9
3,3mm



c/u *25,00 €

Periostótomos



Elevador de fragmentos para raíces

579

1,8mm ancho



*46,20 €

Porta-Matrices

595
UNIVERSAL



*25,00 €

599/1
TOFFLEMIRE



*20,00 €

596/1
NYSTRÖM
izquierdo



c/u *33,40 €

596/2
NYSTRÖM
derecho



Jeringa para Ampollas

1950

con 3 ganchos
autoaspirante

Adecuado para todas
las ampollas corrientes.
(1,8ml) Rosca métrica.



*62,55 €

Jeringa para anestesia intraligamentaria

1956

· Rosca métrica



Cierre de bayoneta de doble cara que permite
orientar el soporte de la ampolla tanto hacia el
maxilar como hacia la mandíbula

MÁX. + MÍN.



INOXIDABLE

*247,95 €

Pinza Gubia

1830/2
FRIEDMANN



*125,05 €

14,5cm

1829
MINI-FRIEDMANN



*125,05 €

Forceps de extracción

X86C



*57,05 €

Forceps de extracción, forma americana

409/16



*74,55 €

Alicate para fragmentos punta fina



1209RH

c/u *154,95 €



más información

1209-20RH

Instrumento para quitar coronas

1112

RH

Revestimiento parecido al diamante
TITANIO CARBURO



material muy duro y antideslizante

*119,15 €

Abre Coronas

1111

UNIVERSAL

×

*62,50 €

Instrumentos para dique de goma

604

IVORY

Portaclamps

*61,50 €

610

AINSWORTH

Perforador de diques

*79,80 €

Kit para dique de goma

600/SET-1

Contenido: Portaclamps IVORY, Perforador IVORY, Clamps: #0, #1, #14A, #2, #212, #7, #8, #8A, Base para clamps, Arco de Young (mediano, pequeño)

SET
*189,60 €



Fórceps-Set

E100

Contenido: 10 fórceps
(6 max. sup. + 4 max. inf.)

SET
*517,70 €



c/u
*57,05 €

Formas/superiores

Incisivos y caninos Fig. E1
Premolares Fig. E7
Molares, derecha Fig. E17

Molares, izquierda Fig. E18
Raíces Fig. E51A
Para cordales Fig. E67A

Formas/inferiores

Incisivos, caninos y premolares Fig. E13
Molares inferiores Fig. E22

Raíces Para cordales Fig. E33A
Fig. E79

Elevadores para raíces



525/14L 525/14R
WINTER

c/u
*35,70 €



c/u
*39,90 €

*39,90 €

559/3
2,5mm
BEIN


Instrumentos de dislocación-SET

LSP9588

Contenido: LSP588/2,4 + LSP588A/2,4

NUEVO MANGO ERGONÓMICO

NUEVO!



LSP588/2 recto, 2mm
LSP588/4 recto, 4mm
LSP588A/2 curvo, 2mm
LSP588A/4 curvo, 4mm


SET
185,70 €



Video

Instrumentos para separar la encía del diente antes de la extracción. Los bordes son cortantes y la forma más plana que un botador. La forma da un perfecto control.

Instrumentos para obturaciones




Sondas para Periodoncia

973/CP12 973/CP15



Curetas GRACEY

puntas de trabajo precisas y afiladas
• mangos huecos muy ligeros Ø 8mm



Raspador

Composite-SET

SI-1051-SET6

Contenido: 1x SI-1051/14-HBL, SI-1051/95-GE, SI-1051/104-OR, SI-1051/108-GR, SI-1051F/1-BL, SI-1051/Carve-PK

Colori

- Silicon Grip -



más información



SILICONA Y PUNTAS DE ALTA CALIDAD



Fig. Carve SF/1 14 108 95 104

Micro-SET

LSRH-Mikro-Set1

ROCKHARD
the power coating



Para-SET - GRACEY

SI-Para-SET1

Contenido: je 1x SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, H6-H7-HBL

Colori

- Silicon Grip -



más información


CARBURO DE TITANIO • ÓXIDO DE TITANIO

Mangos de Espejo

Sonda Endo Sondas



- GE
- GR
- HBL
- OR
- PK



Juego para el primer examen

CM1100-DE

3 unidades:
Pinzas, Sonda,
Espejo:
4 plano
rosca métrica



SET
*23,80 €

CM1300-ES

3 unidades:
Pinzas, Sonda,
Espejo:
4 plano
rosca cone socket



SET
*23,80 €

Espejos (caja de 12 u.)

480/5CS Ø 24mm

· plano
· rosca cone socket
STANDARD

Caja
*23,80 €

478/5CS Ø 24mm FRONT SURFACE

· plano
· rosca cone socket
· evita la doble imagen

Caja
*35,70 €



Pinzas de cirugía

792/14.5
14,5cm



Pinzas estándar

770CS/2
MERIAM



773A/2
COLLEGE



LS773C/2
MERIAM



Pinzas para puntas

651 1/2




Pinza para papel de articular

650
MILLER,
rectas,
16cm



Pinzas estándar

LSP773C/2
1,5cm
MERIAM
estriada



El pasador de parada evita la apertura de la pinza a presión.
easy tweezy

NUEVO!

Porta-servilletas

623A CH

