



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)



## **PROMOCIONES DÜRR DENTAL**

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

# KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES



DESCUBRE MÁS SOBRE  
EL CAMBIO DE FILTROS



PROMOCIONES EQUIPMENT



5180-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR  
TORNADO T1/T2**

P.V.P **126 €**

5180-980-61 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **246 €**



5150100015 **FILTROS ESTÁNDAR  
COMPRESOR PRIMO**

P.V.P **129 €**

5150100016 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **235 €**



5350-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR  
COMPRESOR TRIO**

P.V.P **220 €**

5350-980-61 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **354 €**



4280-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR  
TORNADO T4**

P.V.P **171 €**

4280-980-61 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **283 €**



5250-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR  
COMPRESOR DUO**

P.V.P **181 €**

5250-980-61 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **322 €**



5450-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR  
DUO TANDEM**

P.V.P **256 €**

5450-980-61 **FILTROS  
ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***

P.V.P **393 €**

\* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018

Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:

Retención de partículas: Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%

Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

# SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO



5 AÑOS DE GARANTÍA



**5152-01 PRIMO 230V**  
1 cilindro con secador  
Caudal de suministro 61/71 l/min  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 65/66 dBA  
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.500 €**  
P. OFERTA **2.225 €**



**5252-01 DUO 230V**  
2 cilindros con secador  
Caudal de suministro 125/145 l/min  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA  
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **5.820 €**  
P. OFERTA **2.785 €**



**5352-01 TRIO 230V**

3 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 67 dBA.  
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **6.670 €**  
P. OFERTA **3.565 €**



4252100027  
**DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS**  
Con control electrónico de presión y humedad.  
4 cilindros con secador.  
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.350 €**  
P. OFERTA **4.825 €**



4682-54  
**QUATTRO TANDEM 400V**  
Con control electrónico de presión y humedad.  
Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min  
Volumen de depósito: 90 l.  
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P **13.510 €**  
P. OFERTA **9.925 €**



4852-54  
**QUATTRO P20**  
Con secador de membrana.  
Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min  
Volumen de depósito: 90 l.  
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P **25.780 €**  
P. OFERTA **18.635 €**



CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO EL COMPRESOR EN NUESTRA WEB [www.duerddental.com](http://www.duerddental.com)

PROMOCIONES EQUIPMENT

# COMPRESORES CAD/CAM MD

Medical Device

## AIRE COMPRIMIDO



5 AÑOS  
DE GARANTÍA



### 5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador  
Caudal de suministro 115/130 l/min  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA.  
Nivel sonoro con mueble 51 dBA.

P.V.P. **5.820 €**  
P. OFERTA **2.785 €**

#### RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

KaVo ARCTICA engine	7,0 a 9,0
KaVo Everest engine	7,0 a 9,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	7,0 a 9,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	7,0 a 9,0
vhf camfacture N4	5,5 a 7,5
vhf camfacture K5	5,5 a 7,5
Planmeca PlanMill 40, 40S	5,5 a 7,5
Zubler DC1, DC5	7,0 a 9,0
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 a 7,5
imes-icore CORITEC 140i, 150i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 a 9,0



### 4252100027 DUO TANDEM 230V

P.V.P. **9.350 €**  
P. OFERTA **4.825 €**

### DUO TANDEM 400V 4252-54

P.V.P. **9.410 €**  
P. OFERTA **4.775 €**

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.  
Caudal de suministro [5 bar] 253/292 l/min  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

#### RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Sirona inLab MCX5	7,0 a 9,0
Wieland ZENOTEC select	7,0 a 9,0
Wieland ZENOTEC mini	7,0 a 9,0
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 a 9,0
AmannGirrbach ceramill® argotherm	7,0 a 9,0
Planmeca PlanMill 50	7,0 a 9,0
vhf camfacture S1	7,0 a 9,0
vhf camfacture S2	7,0 a 9,0
vhf camfacture K4	7,0 a 9,0
Datron D1	5,5 a 7,5
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	7,0 a 9,0
Roland DWX-4W	7,0 a 9,0



### 4682-54 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro [5 bar] 516/586 l/min  
Volumen de depósito: 90 l.  
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P. **13.510 €**  
P. OFERTA **9.925 €**

#### RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 a 8,0
Datron D5	7,0 a 8,5
imes-icore CORITEC 550i, 750i	7,0 a 8,5



### 4852-54 QUATTRO P 20

Caudal de suministro [5 bar] 1032/1172 l/min  
Volumen de depósito: 90 l.  
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P. **25.780 €**  
P. OFERTA **18.635 €**

#### RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Amann Girrbach Ceramill Matik	7,0 a 9,00
-------------------------------	------------

PROMOCIONES EQUIPMENT

# EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA COMPRESORES DÜRR DENTAL



5 AÑOS  
DE GARANTÍA  
PARA  
COMPRESORES

## Benefíciate de nuestra extensión de garantía

Dürr Dental ofrece la posibilidad de una extensión de garantía gratuita de 3 años para los compresores.

Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente accediendo a nuestro portal [www.duerrdental.net](http://www.duerrdental.net) para equipos recién adquiridos, disponible hasta tres meses después de la fecha de su instalación.

La ampliación de la garantía se aplica si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Sólo si se han utilizado piezas originales Dürr Dental y accesorios Dürr Dental.
2. Sólo si se utilizan productos de limpieza y desinfección autorizados por Dürr Dental.
3. Todos los trabajos de instalación o reinstalación, las modificaciones, actualizaciones y reparaciones que se hayan realizado por Dürr Dental o por un distribuidor especializado autorizado por Dürr Dental para llevar a cabo estos trabajos.



PROMOCIONES EQUIPMENT

## Cómo solicitar una extensión de garantía

- Accede a nuestra intranet [www.duerrdental.net](http://www.duerrdental.net) con tu Usuario y Contraseña > **Menu > Internal > Certificate 2+3 > REGISTER NOW > CERTIFICATE 2+3**
- Deberás introducir todos los detalles del dispositivo (nº de serie, modelo y fecha de la instalación) y los datos de la clínica dental, así como también vuestros datos como instaladores.
- Finalmente debéis confirmar toda la información aportada.
- El registro deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde la instalación.
- El período de ampliación se aplicará desde la fecha de instalación.
- Dürr Dental cubrirá el coste de las piezas no fungibles durante el periodo de garantía.

# COMPRESORES INSONORIZADOS



TORNADO SERIES



## COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

### 5186-01 T1 C/C

Con cubierta  
1 cilindro con secador.  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.590 €**  
P. OFERTA **3.095 €**

### 5286-01 T2 C/C

Con cubierta  
2 cilindros con secador.  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.890 €**  
P. OFERTA **3.295 €**

PROMOCIONES EQUIPMENT

# MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00  
**ARMARIO DE MADERA PARA  
COMPRESORES PRIMO, DUO,  
TORNADO 1 Y TORNADO 2**

PVP **1.660 €**



4251-500-00  
**ARMARIO DE MADERA PARA  
COMPRESORES TRIO, QUATRO Y  
DUO TANDEM**

PVP **2.490 €**

# POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

## AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m<sup>2</sup>. Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

### EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE  
POWER TOWER VIEW



CON DISPLAY DE CONTROL



PROMOCIONES EQUIPMENT

### POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.300 €	24.200 €
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.125 €	20.240 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.100 €	22.670 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	15.925 €	18.710 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	18.870 €	23.080 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	15.695 €	19.120 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	15.850 €	19.320 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.675 €	15.360 €

# TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN  
AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



3 AÑOS  
DE GARANTÍA



7182100100  
**TYSCOR VS 1 PLUS**

Capacidad aspiración en cánula  
de aerosol 300 l/min  
**Caudal máximo 900 l/min**

P.V.P **3.240 €**  
P. OFERTA **1.850 €**



7186-01  
**TYSCOR VS 2**

Capacidad aspiración en cánula  
de aerosol 600 l/min  
**Caudal máximo 1.200 l/min**

P.V.P **4.520 €**  
P. OFERTA **2.990 €**



7188100100  
**TYSCOR VS 4**

Capacidad aspiración en cánula  
de aerosol 1.200 l/min  
**Caudal máximo 2.400 l/min**

P.V.P **6.800 €**  
P. OFERTA **4.625 €**



7186500001  
**TYSCOR VSA 2**

Capacidad aspiración en cánula  
de aerosol 600 l/min  
**Caudal máximo 1.200 l/min**

P.V.P **7.300 €**  
P. OFERTA **5.395 €**



7188500001  
**TYSCOR VSA 4**

Capacidad aspiración en cánula  
de aerosol 1.200 l/min  
**Caudal máximo 2.400 l/min**


P.V.P **10.040 €**  
P. OFERTA **7.320 €**



DESCUBRE MÁS SOBRE  
TYSCOR



## ESCALABILIDAD FAMILIA TYSCOR



# SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA

MD  
Medical Device



3 AÑOS DE GARANTÍA

## SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

## CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7122-02/002  
**VS300S**

Capacidad aspiración aerosol 300 l/min  
**Caudal máximo 700 l/min**

P.V.P **1.980 €**  
P. OFERTA **1.410 €**



7125-01/002  
**VSA 300S**

Capacidad aspiración aerosol 300 l/m.  
Rendimiento de separación 97,5% .  
**Caudal máximo 700 l/min**

P.V.P **4.050 €**  
P. OFERTA **2.640 €**



7128-01/002  
**VS600**

Capacidad aspiración aerosol 600 l/min  
**Caudal máximo 1.500 l/min**

P.V.P **3.780 €**  
P. OFERTA **2.775 €**



7128500001  
**VSA 600**

Capacidad aspiración aerosol 600 l/m.  
Rendimiento de separación >95%.  
**Caudal máximo 1.500 l/min**

P.V.P **6.210 €**  
P. OFERTA **4.525 €**



7134-01/002  
**VS900S**

Capacidad aspiración aerosol 900 l/min  
**Caudal máximo 2.300 l/min**

P.V.P **5.150 €**  
P. OFERTA **4.155 €**



7134500001  
**VSA 900 230v**  
P.V.P **8.270 €**

7134500002  
**VSA 900 400v**  
P.V.P **8.060 €**

Capacidad aspiración aerosol 900 l/min  
Rendimiento de separación 97,9%  
**Caudal máximo 2.300 l/min**

P. OFERTA **6.090 €**



CONSIGUE 1 AÑO DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO LA ASPIRACIÓN EN NUESTRA WEB [www.duerdental.com](http://www.duerdental.com)

# FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA Y TYSCOR



R7123.985.00  
**FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 300**

P.V.P. **38,50 €**



R7128.102.00  
**FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 600**

P.V.P. **46,30 €**



R7133.102.00  
**FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 900**

P.V.P. **40,80 €**



R7133.102.00  
**FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS TYSCOR VS4**

P.V.P. **40,80 €**



R7186.982.53  
**FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS TYSCOR VS2**

P.V.P. **51,60 €**



R7128.100.03  
**VÁLVULA ANTIRETORNO DÜRR CONNECT**

P.V.P. **16,80 €**

COMPATIBLE PARA TODOS LOS MODELOS

# FILTROS Y ACCESORIOS

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro antivirus y bacterias en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración **HEPA 14**.

Los filtros antivirus y bacterias de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.



Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

7120-143-00  
(con accesorios de montaje)  
**P.V.P 199 €**

7119100010  
(filtro individual)  
**P.V.P 116 €**



Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.


0705-991-50  
(con accesorios de montaje)  
**P.V.P. 1.550 €**

0705-991-05  
(filtro individual)  
**P.V.P. 790 €**

# PLANIFICACIÓN TÉCNICA



- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

# VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DE LA CONSULTA  
EN SU TELÉFONO MÓVIL



Con **VistaSoft Monitor**, podrás supervisar todos los dispositivos de su consulta dental desde su teléfono móvil, ordenador o iPad, asegurando un funcionamiento óptimo y previniendo problemas antes de que ocurran. Este sistema le permite mantenerle informado en todo momento, maximizando la fiabilidad operativa y evitando paradas inesperadas de los equipos.

## ✓ Seguridad de Datos

Sus datos estarán siempre protegidos con encriptación de alto nivel, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Además, tendrá control total sobre quién puede acceder a la información de sus equipos.

## ✓ Mantenimiento y soporte remoto

Aproveche la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual. Ellos podrán resolver incidencias de forma remota o, si es necesario, se pondrán en contacto con usted para ofrecer la solución más adecuada.


## ✓ Conexión de equipos con Connect Box

Con **Connect Box**, tendrá la opción de integrar dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean compatibles con la red, permitiéndole controlar los parámetros más importantes de su funcionamiento. Tendrá acceso completo a la información desde cualquier lugar.

## ✓ Ventajas exclusivas para clientes Dürr Dental

Los clientes de **Dürr Dental** podrán conectar fácilmente todos sus dispositivos y, durante la oferta especial, beneficiarse de condiciones exclusivas y una conexión totalmente gratuita.

PROMOCIONES EQUIPMENT



Como cliente de Dürr Dental, puede conectar en red sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Empiece ahora, de forma gratuita:  
[www.duerrdental.com/vsm](http://www.duerrdental.com/vsm)

# VISTASCAN <sup>MD</sup>

Medical Device

DIGITAL DIAGNOSTICS



¡NUEVO EN ESPAÑA!

## NANO EN PRECIO, GIGANTE EN PRESTACIONES

214411000XX  
**VISTASCAN NANO EASY**

P.V.P **6.930 €**  
P. OFERTA **3.360 €**

Escáner para placas intraorales

- Formatos intraorales: 0, 1 y 2.
- Alta calidad de imagen. Resolución 16,7 LP.
- Tamaño compacto.
- Muy silencioso.
- No requiere mantenimiento técnico.
- Funcionamiento intuitivo: escaneado y borrado en un solo paso.
- Eficiencia basada en IA **inteligencia artificial**.



# VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS



## 2144110001 VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P **8.499 €**  
P. OFERTA **4.750 €**

Escáner para placas intraorales

- Pantalla de cristal a color.
- Para todos los tamaños intraorales (opcional 1,3,4).
- Concepto "Fácil Alimentación" con dos guías de entrada magnéticas.
- Alta resolución: 22 LP.
- Escaneo súper rápido. Escaneado de una placa de tamaño 2 desde 4 segundos.



Por la compra de un VistaScan Mini Easy 2.0  
**OBSEQUIO Kit posicionadores Bitewing**  
ref. 2130101600



## 2144110101 VISTASCAN MINI VIEW 2.0 SMARTSCAN EDITION

P.V.P **10.499 €**  
P. OFERTA **6.650€**

Escáner para placas intraorales de todos los tamaños

- Pantalla táctil capacitiva a una resolución de 1280x720 por 16,7 Mio colores.
- Concepto "Fácil Alimentación" con dos guías de entrada magnéticas.
- Alta resolución: 22 LP.
- Escaneo súper rápido. Escaneado de una placa de tamaño 2 desde 4 segundos.
- Interfaces flexibles. WiFi / LAN.
- Luz ambiental. Puede elegir entre 65.535 colores.



# PACKS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ



LAS NUEVAS PLACAS IQ OFRECEN NUEVAS POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS.



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS



## PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ VISTASCAN

Las nuevas placas de imagen VistaScan IQ le ofrecen amplias funciones asistidas por la inteligencia artificial:

- Rotación automática de la imagen.
- Detección automática de la exposición en la cara incorrecta de la placa.
- Control automático de la calidad de la placa radiográfica.

Todo esto facilita el uso diario en su consulta, aumenta la comodidad del paciente y garantiza la máxima calidad de imagen.

Dispositivos VistaScan desarrollados para su uso: VistaScan Mini Easy 2.0. VistaScan Mini View 2.0 y VistaScan Ultra View.

2130106051 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 0**  
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 0 + 1000 fundas protectoras tamaño 0.

P.V.P **431 €** P. OFERTA **369 €**

2130106151 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 1**  
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 1 + 1000 fundas protectoras tamaño 1.

P.V.P **431 €** P. OFERTA **369 €**

2130106251 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 2**  
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 2 + 1000 fundas protectoras tamaño 2.

P.V.P **355 €** P. OFERTA **305 €**

2130106351 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 3**  
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 3 + 1000 fundas protectoras tamaño 3.

P.V.P **431 €** P. OFERTA **369 €**


2130106451 **PACK PACK PLACAS IQ TAMAÑO 4**  
1 x Placa radiográfica IQ tamaño 4 + 100 fundas protectoras tamaño 4.

P.V.P **253 €** P. OFERTA **217 €**

# VISTASCAN

MD  
Medical Device

DIGITAL DIAGNOSTICS



## 2170110001 VISTASCAN ULTRA VIEW

- Tecnología PCS patentada para una excelente calidad de imagen.
- Resolución 40 LP/mm (teórica) / 22 LP/mm (real)
- Máxima eficiencia en el flujo de trabajo gracias a los dos slots de escaneo en paralelo.
- Fácil sistema de entrada de placas para el escaneado rápido de una placa tras otra.
- Preparado para todos los tamaños de placas intraorales.
- LAN/WIFI
- Gran Display táctil de alta resolución
- Scan Manager / Stand-Along.
- Funciones inteligentes en combinación con el nuevo sistema de placas IQ y nuestro software Vistasoft.

P.V.P **13.270 €**  
P. OFERTA **9.280 €**



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS

# VISTARAY 7

MD  
Medical Device

DIGITAL DIAGNOSTICS



## 2121-100-70 VISTARAY 7

### Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **6.990 €**  
P. OFERTA **3.495 €**

# VISTAPOSITION

EL NUEVO SISTEMA DE POSICIONADORES DE DÜRR DENTAL



El nuevo sistema de posicionadores VistaPosition PSP de DÜRR DENTAL, ha sido diseñado específicamente para su uso con placas radiográficas de fósforo. Este innovador sistema ofrece múltiples soluciones prácticas en un solo producto, destacándose por su alta calidad y facilidad de manejo.

Entre las principales características, encontramos:

- **Bloques de mordida desarrollados especialmente** para fijar las placas de imagen de manera segura y delicada.
- **Soporte de mordida ergonómico y optimizado:** ya no será necesario doblar o aplastar la placa de fósforo al insertarla en el soporte, lo que mejora su durabilidad.
- **Codificación por colores** para un manejo más sencillo y eficiente.



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS



2130101600

**KIT POSICIONADORES PSP BITEWING**

P.V.P **145 €**



2130101700

**KIT POSICIONADORES PSP ENDO**

P.V.P **185 €**



2130101500

**KIT POSICIONADORES PSP ANTERIOR/POSTERIOR**

P.V.P **285 €**

# MY LUNOS DUO®

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS  
EN UN SOLO DISPOSITIVO



## PROMOCIÓN: PACK COMPLETO MYLUNOS DUO®

PRECIO  
OFERTA



6.590€\*

### Contenido:

- Equipo sobremesa MyLunos Duo®
- Carro móvil con cajón
- Pedal de 360°
- Adaptadores para limpieza y desinfección
- Recambio de juntas tóricas

### Contenido para ultrasonidos:

- Pieza de mano del escaler LED
- Inserto Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml

### Contenido para el chorro de polvo:

- Boquilla Supra
- Boquilla Perio
- Puntas para periodoncia (40 uds.)
- 5 envases de 180 g de polvo profiláctico Lunos Gentle Clean y Neutro
- 5 envases de 100 g de Lunos® polvo profiláctico Perio Combi
- Cánula de profilaxis

Por la compra del Pack completo MyLunos Duo® te obsequiamos con:



### Lunos® Polvo profiláctico Gentle Clean Menta

4 botellas de 180 g.



### Lunos® Gel con fluoruro

Gel para la fluoración después de las limpiezas dentales. Con 12.300 ppm de flúor.  
1 Botella de 250 ml.



### Lunos® Cojín profiláctico

Almohada viscoelástica que ofrece un confort extra al paciente. Funda extraíble, lavable y desinfectable. 180 x 180 x 100 mm.



### Instrumento Scaler P10

Instrumento extra largo y curvado para la eliminación de depósitos supragingivales y subgingivales.



### Instrumento Scaler S2

Instrumento con superficie triangular, ligeramente curvada para eliminar depósitos supragingivales.

Pack de  
obsequios  
valorado en  
450€