

## Termoconformadora por presión PlastPress

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas  $\square$  de 125 a 131 mm  
Láminas  $\circ$  120 a 134 mm



**NUEVO**

REF. 080544

pvp 1.205,78 €  
**941 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 270 mm  
Ancho 235 mm  
Fondo 265 mm  
Peso 7.5 kg  
Potencia 450 W

## Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas  $\square$  de 125 a 134 mm  
Láminas  $\circ$  125 a 134 mm  
(disponible adaptador para  $\circ$  120, no incluido)



REF. 080542

pvp 834,25 €  
**651 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 310 mm  
Ancho 275 mm  
Fondo 260 mm  
Peso 4.6 kg  
Potencia 925W

## NOVEDAD

## Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior).  
Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



## Láminas de termoconformado



**NUEVO**

CE Producto sanitario

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

Desde **4 €**  
+ IVA

REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€

REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€

REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

## Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

### Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm  
Fondo 260 mm • Peso 15 kg  
Potencia 450 W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 3.104,52 €  
**2.422 €**  
+ IVA

## Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 343,28 €  
**268 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm  
Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C



## Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior.
- ✓ Extraordinariamente silencioso.
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta.
- ✓ Gran ergonomía de trabajo.



Sirocco S  
+ caja de repaso  
REF. 080534AC

pvp 896,00 €  
**699 €**  
+ IVA



### Especificaciones

Dimensiones cámara 365 x 290 x 290 mm • Peso 5.5 kg

Potencia 350 W • Ruido 55 dB

## Autoclave de sobremesa D118 clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad.
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.



**iconCLAVE**



Servicio Técnico Oficial  
**iconCLAVE**  
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €  
**2.852 €**  
+ IVA



445 mm  
480 mm  
575 mm  
47 kg

### Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V

Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C

Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 l

Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB

Presión de operación 76-106 kPa

## Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.



**Modelo Élite**  
Temperatura regulable  
y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €  
**300 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Consumo 25 W

Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C

80 mm  
165 mm  
105 mm  
0.8 kg



Imprescindible para  
confirmar el adecuado  
funcionamiento  
del autoclave.

**Modelo Practic**  
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €  
**129 €**  
+ IVA

90 mm  
75 mm  
75 mm  
0.2 kg

### Especificaciones

Consumo 10 W

Rango de temperatura 57.5°C

**Selladora** de bolsas automática

**NUEVO**

200 mm  
240 mm  
635 mm

Rodillo opcional  
REF. 080436

REF. 080435

pvp 2.782,50 €  
**2.170 €**  
+ IVA

**Selladora** de bolsas

Bobinas no incluidas

**Especificaciones**

- Alto 210 mm
- Ancho 430 mm
- Fondo 335 mm
- Peso 6,5 kg
- Potencia 100 W

REF. 080433

**Súper oferta**  
**265 €**  
+ IVA

- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm

**Bolsas** para selladoras con autocierre

Nuevas bolsas 5x9 cm ¡Las más pequeñas del mercado!



Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)  
Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

**NUEVO**

**Especificaciones**

- Ref. 080448: 5 x 24 cm
- Ref. 080449: 7 x 26 cm
- Ref. 080450: 9 x 26 cm
- Ref. 080451: 5 x 9 cm
- Ref. 080452: 14 x 28 cm
- Ref. 080454: 19 x 36 cm
- Ref. 080456: 25 x 40 cm
- Ref. 080457: 30 x 40 cm
- Ref. 080458: 30 x 45 cm
- Ref. 080459: 5,7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

Consultar precios

**Bobinas** para selladoras

**Especificaciones**

- Ref. 080441: 5 cm x 200 m
- Ref. 080442: 7,5 cm x 200 m
- Ref. 080443: 10 cm x 200 m
- Ref. 080444: 15 cm x 200 m
- Ref. 080445: 20 cm x 200 m
- Ref. 080446: 25 cm x 200 m
- Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)  
Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

Consultar precios

**Film protector**

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.



**NUEVO**

REF. 080439

Oferta de lanzamiento  
**10 €**  
+ IVA

**Especificaciones**

- 1.200 adhesivos
- Dimension 10 x 15 cm

**Recipientes** para esterilización de fresas

**Acero inoxidable**

REF. 070530

pvp 53,75 €  
**42 €**  
+ IVA

**Especificaciones**

- Alto 35 mm
- Diámetro 70 mm
- Peso 0,12 kg

REF. 070531

pvp 10,76 €  
**8 €**  
+ IVA

**Especificaciones**

- Alto 80 mm
- Diámetro 90 mm
- Peso 0,12 kg

**Depósito de agua destilada**

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.



**Especificaciones**

- Alto 680 mm
- Ancho con regulador de presión 255 mm
- Diámetro 225 mm
- Peso 4,7 kg
- Capacidad 18 l

REF. 080620

pvp 393,79 €  
**307 €**  
+ IVA

**Destilador descalcificador**

**Especificaciones**

- Alto 385 mm
- Ancho 250 mm
- Fondo 240 mm
- Peso 3,4 kg
- Capacidad 4 l

REF. 100210

pvp 294,84 €  
**230 €**  
+ IVA






**Baños de ultrasonidos**  
5.8 y 2.8 litros

- ✓ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe

REF. 100152

pvp 579,77 €  
**452 €**  
+ IVA



REF. 100150

pvp 420,40 €  
**328 €**  
+ IVA



**Baño de ultrasonidos Calipso**  
4 litros



- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

REF. 080422

pvp 1.441,03 €  
**1.124 €**  
+ IVA

**Especificaciones**

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm  
Peso 4.5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

**Ultrasonidos 180 ml**  
con luz UV




REF. 100162

Oferta de lanzamiento  
**47 €**  
+ IVA

**Especificaciones**

Alto 122 mm • Ancho 122 mm • Fondo 104 mm  
Peso 2,8 kg • Cap. cuba 180 ml • Frecuencia 42 kHz  
Cuba Ø 87\*38 mm • Temporizador 5/10 min  
Tensión 220 50/60 Hz • Potencia 28W

**Baño de ultrasonidos**  
para limpieza de dentaduras



REF. 100160

**Consultar precios**

**Especificaciones**

Alimentación 2 pilas AA

\*La pila no está incluida

**Baño de ultrasonidos**  
3 l, 2.5 y 1.4 litros



REF. 100142

pvp 218 €  
**170 €**  
+ IVA

REF. 100140

pvp 335,48 €  
**262 €**  
+ IVA



REF. 100141

pvp 217,94 €  
**170 €**  
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,5 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,4 L
NUEVO 100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L

## Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



### Especificaciones

Alto 230 mm  
Ancho 175 mm  
Fondo 250 mm  
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 517,28 €  
**403 €**  
+ IVA

Regalo de 1 taza valorada en 27,69 €  
REF. 080515-02

## Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.

REF. 100191

pvp 1.050,26 €  
**819 €**  
+ IVA



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 €  
REF. 100189

305 mm  
265 mm  
205 mm 17 kg



## Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

Súper oferta  
**291 €**  
+ IVA

110 mm  
80 mm  
138 mm 0.4 kg

## Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2000 000 de pixels.
- ✓ Traslado de imágenes por WI-FI.
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.
- ✓ Función auto-enfoque.



REF. 100335

pvp 960,00 €  
**749 €**  
+ IVA

360 mm  
150 mm  
308 mm 3 kg

## Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base.
- ✓ Sin cables.

CE 0197

### Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm  
Peso neto 120 gr  
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz  
Salida de luz 850-1000 mW/cm<sup>2</sup>



REF. 100320

Súper oferta  
**190 €**  
+ IVA

## Motor endodencia

CE 0120

### Especificaciones

Alto 215 mm  
Ancho 85 mm  
Fondo 120 mm  
Peso 0.3 kg  
Velocidad 100-600 rpm  
Torque 1.4 N. cm  
Alimentación Pilas



REF. 100350

Súper oferta  
**612 €**  
+ IVA

## Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197

80 mm  
134 mm  
200 mm 0.66 kg



D3

REF. 100313

pvp 320,36 €  
**250 €**  
+ IVA

81 mm  
159 mm  
188 mm 0.65 kg



D5

REF. 100316

Súper oferta  
**300 €**  
+ IVA

230 mm 1.23 kg  
190 mm  
240 mm



D7

REF. 100318

Súper oferta  
**622 €**  
+ IVA

### 2 Funciones Limpieza - Periodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos

### 3 Funciones Limpieza - Periodoncia - Endodencia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos.

### 3 Funciones Limpieza - Periodoncia - Endodencia

Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.



## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm<sup>2</sup>)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



### Especificaciones

Alto 1120 mm
Ancho 820 mm
Fondo 280 mm
Peso 10 kg

REF. 100340

**Súper oferta**  
**490 €**  
+ IVA

## Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm<sup>2</sup>
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



### Especificaciones

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

REF. 100341

**pvp 886,39 €**  
**691 €**  
+ IVA


## Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusales.
- ✓ Inlay-onlay.



### Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras



REF. 100122

**Súper oferta**  
**130 €**  
+ IVA

## Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.

**NUEVO**




REF. 100349

**pvp 93,15 €**  
**90 €**  
+ IVA



## Negatoscopios planos



Sensor de films

Consultar precios

DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PESO
Ref. 100131 DIN A4	300 × 210 mm	360 × 240 × 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

## Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



REF. 100360

**pvp 1.182,17 €**  
**930 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 290 mm	Ancho 170 mm	Fondo 250 + 150 mm
Peso 7.1 kg	Temp. ambiente 5-40°C	Potencia 150 W
Empuje 450 kg ± 10		

## Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.



REF. 080077

**Súper oferta**  
**225 €**  
+ IVA



### Especificaciones

Alto 135 mm	Ancho 97 mm
Fondo 110 mm	Peso 0.7 kg
Temperatura 40-50-70°C	
Ø agujeros 16 mm	

## Micromotor portátil inducción intramático

Autonomía 10 h

	100282	CAJA CONTROL
ALTO	20 mm	45 mm
ANCHO	20 mm	105 mm
FONDO	155 mm	145 mm
PESO	0.2 kg	0.4 kg
VELOCIDAD	30000 rpm	
TORQUE	250 gf·cm	
POTENCIA	30 W	



REF. 100282


**pvp 746,86 €**  
**583 €**  
+ IVA

**Lupas** bio-art  
intelligent solutions

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica. la lupa es imprescindible para procedimientos clínicos y laboratoriales.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- ✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.
- ✓ Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.
- ✓ Peso: 65g.



**NUEVO**

**OFERTA LANZAMIENTO**

Aumento 2,5 x  
REF. 100076

pvp 42 €  
**36 €**  
+ IVA

Aumento 3,5 x  
REF. 100077

pvp 42 €  
**36 €**  
+ IVA



**Gafas de seguridad**

Válvula ventilación  
REF. 100014

pvp 12,67 €  
**10 €**  
+ IVA

Antivaho  
REF. 100011

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA

Rayos UV  
REF. 100013

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA

Gran visión  
REF. 100012

pvp 19 €  
**15 €**  
+ IVA



**Protector facial**

Soporte abatible  
+ 10 láminas

REF. 100022

Súper oferta  
**12 €**  
+ IVA



**Protector facial**

Soporte + 10 láminas

REF. 100021

Súper oferta  
**13 €**  
+ IVA



**Cabina de repaso Eclipse**



- ✓ Diseñado y fabricado en España.
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza.

REF. 080216

pvp 484,69 €  
**378 €**  
+ IVA



**Mufla**

para duplicar con alginato

- ✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.

REF. 020206

pvp 124,08 €  
**97 €**  
+ IVA



Dimensiones interiores  
100 mm  
44 mm  
83 mm  
0.3 kg



**Olla Polimerizadora neumática**



**Especificaciones**

Presión máx. 2 bar  
Temp. máx. 60°C  
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 384,12 €  
**300 €**  
+ IVA



Doble válvula de seguridad

235 mm  
420 mm  
245 mm  
Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto  
2.4 kg

**Calentador de placas de cera**



Para registros intraorales.  
✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

**Especificaciones**

Alto 155 mm  
Ancho 235 mm  
Fondo 205 mm  
Peso 1.7 kg  
Temperatura 30-75°C  
Capacidad 1 l

REF. 080078

pvp 515,57 €  
**402 €**  
+ IVA





Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010099

## Arquímedes Profesional A7 Plus

pvp 256,70 €  
**200 €**  
 + IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010103

## Arquímedes Protrusal A7 Plus E

Súper oferta  
**285 €**  
 + IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



bioart



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

## 4000 S

REF. 010107

pvp 307,35 €  
**240 €**  
 + IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



bioart



Articulador tipo arcón

## Arquímedes Junior A7 Fix

REF. 010098

pvp 143,10 €  
**112 €**  
 + IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm).
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.

bioart



## Arco facial estándar

REF. 010102-50

pvp 122,08 €  
**95 €**  
 + IVA

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



bioart

CE Producto sanitario

## Arco facial élite

REF. 010100-55

pvp 254,2 €  
**198 €**  
 + IVA

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



bioart

CE Producto sanitario



### Set Profesional Estándar

Articulador A7 PLUS  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

bio-art

REF. 010102

**Súper oferta**  
**265 €**  
+ IVA



### Set Profesional Élite

Articulador A7 PLUS  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

bio-art

REF. 010101

**Súper oferta**  
**379 €**  
+ IVA



### Set Protrusal Estándar

Articulador A7 PLUS-E  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

bio-art

REF. 010104

**Súper oferta**  
**330 €**  
+ IVA



### Set Protrusal Élite

Articulador A7 PLUS-E  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

bio-art

REF. 010106

**Súper oferta**  
**450 €**  
+ IVA



### Set 4000 S Estándar

Articulador 4000S  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

bio-art

REF. 010107S

**Súper oferta**  
**331 €**  
+ IVA



### Set 4000 S Élite

Articulador 4000S  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

bio-art

REF. 010107E

**Súper oferta**  
**418 €**  
+ IVA



## Compresores de pistón seco



**Súper oferta**  
**1.334 €**  
+ IVA

REF. 110310

80 l/min (con secador)



CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo  
Nº 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE  
(recipiente a presión)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.



- La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
- El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.

**NUEVO**



**Súper oferta**  
**1.974 €**  
+ IVA

REF. 110340

160 l/min (con secador)

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2




### Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 40×30 cm.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100305

pvp 380,93 €  
**297 €**  
+ IVA



### Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

REF. 100306

Súper oferta  
**420 €**  
+ IVA




### Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100307

Súper oferta  
**216 €**  
+ IVA



### Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de 29×39.6 cm.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.

REF. 100308

Súper oferta  
**366 €**  
+ IVA




### Mesa de trabajo



- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300.
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

#### Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa.
- ✓ Fresero magnético.



REF. 100301K2

pvp 2.394,11 €  
**1.867 €**  
+ IVA

REF. 100300

pvp 341,15 €  
**266 €**  
+ IVA

**Silla** para puesto de trabajo  
Permite cuatro regulaciones diferentes.  
Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

### Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m<sup>2</sup> en tan sólo 10 minutos.



REF. 100520

pvp 422,38 €  
**329 €**  
+ IVA

#### Especificaciones

Alto 250 mm • Ancho 335 mm  
Fondo 570 mm • Peso 2.7 kg  
Potencia 1000 W • Tanque 5 l

### Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



REF. 100347

pvp 1.322,24 €  
**1.118 €**  
+ IVA



## Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.



REF. 100502

pvp 238,74 €  
**186 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 300 x 290 x 200 mm

Peso 4.5 kg • Potencia 4 W

## Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

✓ Muy recomendable para uso personal

✓ Con función de secado



REF. 100500

pvp 67,34 €  
**53 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 120 x 296 x 195 mm

Peso 1 kg • Potencia 150 W

## Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.



REF. 100504

pvp 306,08 €  
**239 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 500 x 350 x 260 mm

Peso 8 kg • Potencia 15 W

## Purificador de aire (60-70 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



REF. 100514

pvp 520,33 €  
**406 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 570 x 370 x 365 mm

Peso 8,5 kg • Potencia 72 W

## Purificador de aire (30-35 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



REF. 100512

pvp 400,34 €  
**312 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 536 x 360 x 206 mm

Peso 6.3 kg • Potencia 45 W

## Purificador de aire (25 m<sup>2</sup>)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



REF. 100510

pvp 228,94 €  
**179 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Dimensiones 303 x 329 x 170 mm

Peso 4 kg • Potencia 36 W

## Lámparas LED



¡La más vendida!

58 cm

REF. 100288

**Súper oferta**  
**90 €**  
+ IVA

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.




NUEVO

45 cm

REF. 100289

**Súper oferta**  
**90 €**  
+ IVA

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.



50 cm

REF. 100290

**Súper oferta**  
**90 €**  
+ IVA

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

## Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287

Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5X

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

**Súper oferta**  
**76 €**  
+ IVA


## Lámparas LED



- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.

REF. 100289V

pvp 150 €  
**108 €**  
+ IVA



Giro de hasta 180°



Luz fría  
1 hilera

Luz neutra  
2 hileras

Luz cálida  
1 hilera

## Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288

NUEVO



REF. 100288-10

Soporte con ruedas

pvp 71 €  
**57 €**  
+ IVA



REF. 100288-02  
Sargento grande



REF. 100288-03  
Soporte pared



REF. 100288-04  
Soporte mesa  
atornillable



REF. 100288-07  
Soporte sobremesa



# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)