

**OFERTAS**  
**OCTUBRE**  
**DICIEMBRE**  
**2024**



**ASVADENT**

DESDE SIEMPRE



**Equipo dental S200**

Equipo dental con mangueras colibrí

**6990<sup>00</sup>€**



trident

**Autoclave Sole**

Autoclave Clase B de 22Litros

**2990<sup>00</sup>€**



**Panorámico CBCT**

Panorámico 3D con Tele

**32990<sup>00</sup>€**

OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de diciembre de 2024 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.



## EQUIPO DENTAL S500



- ✓ Gran funcionalidad
- ✓ Integración con microscopía
- ✓ Cirugía mínimamente invasiva



Lámpara Led, la temperatura del color y la iluminación se pueden controlar mediante el tacto.  
Rango de iluminación 7000-56000lx

Mangueras colgantes y panel de comandos en el brazo

Cojín plegable para las piernas

Brazo Auxiliar con mangueras de aspiración y panel de comandos

El sillón suspendido crea suficiente espacio para las piernas de doctores y asistentes

**OFERTA**  
**10990 €**

## EQUIPO DENTAL S200



Escupidera de vidrio giratoria



Dispensador de toallitas patentada con dispensador de vasos


Lámpara Led de 7000-56000 lx

Brazo auxiliar con doble articulación

Filtro salival desmontable y limpiable

Reposabrazos giratorio, con posición de salida del paciente

Mangueras colibrí



**OFERTA**  
**6990 €**

## EQUIPO DENTAL S300


**Escupidera**

Sensor de proximidad  
 Unidad de agua plegable 90º  
 Escupidera extraíble  
 Botón de accionamiento del flujo de agua de la escupidera

**Respaldo para la cabeza**

Respaldo para la cabeza anatómico, removible con sistema de trabado por palanca.

**Amplio y anatómico tapizado**

Amplio tapizado, montado sobre una estructura rígido recubierto con poliuretano inyectado de alta resistencia

**Pedal de comando acoplado**

Posición de trabajo, Posición de regreso automático a la posición cero, Posición de escupir, Bloqueo del movimiento del sillón, Activación del reflector & ascenso y descenso del asiento y del respaldo.


**Lámpara Sirius**

Una fuente inagotable de beneficios  
 Proporciona una mayor durabilidad de la fuente de luz - encima de 50.000 h - alrededor de 1.000 veces mayor que las lámparas halógenas convencionales

**Unidad dental con brazo neumático**

Viene con 3 terminales posibilidad de un 4º por **390 €**  
 Manijas bilaterales  
 Bandeja grande


**Botón – On/Off**

Situado en el lateral de la base del sillón, trayendo más comodidad para el profesional

**Caja de conexión integrada**

**OFERTA**  
**4690 €**

## EQUIPO CIRUGÍA


**Brazo auxiliar**

Predispuesto para jeringa y turbina

**Bandeja doble**

**Mangueras de aspiración**  
 Fina y gruesa



**OFERTA**  
**6990 €**

## EQUIPO PARTNER



- Módulo de Turbina de Luz
- Módulo de Micromotor Eléctrico Luz
- Módulo de Jeringa
- Módulo de Ultrasonidos

Micromotor Eléctrico Luz MC3  
 Lámpara FARO LED  
 Sillón SWIDENT  
 Brazo mandos auxiliar  
 Pedal Multifunción

**OFERTA**  
**11390 €**

## PANORÁMICO CBCT 3 en 1



**DENTA EUROPA**  
www.denta.europa.com

**Gratis**  
Actualización del software

**3 en 1:** Panorámico, CT y Cefalométrico

**Colocación del paciente:** De pie, sentado, accesible en silla de ruedas

Punto Focal: 0,5mm

Puede ver 16 imágenes panorámicas CT en la pantalla simultáneamente

El software de procesamiento **OnDemand3D**

**OFERTA**  
**32990 €**

## X-VIEW 3D PAN

trident

**X-VIEW 3D PAN** es una solución optimizada 2 en 1 que ofrece un escaneo rápido, de entre 2,4 y 15,5 segundos, para obtener una amplia gama de imágenes dentales panorámicas en 2D y 3D.

Detector de Rayos X de panel basado en IGZO

Tamaño de píxel **100 µm**

Tamaño mínimo del voxel **50 µm**

FOV único **11x11 cm**

Imágenes 2D PAN de 15x30 cm (adulto)

Imágenes 2D PAN de 13x30 cm (niño)

Imágenes volumétricas



**OFERTA**  
**23990 €**

## SENSOR INTRAORAL TIMEX



### Especificaciones del sensor

- Tipo de sensor CMOS
- Resolución 25,00 pares de líneas por mm
- Tamaño 1: 20 x 30 mm (área activa)
- Conexión USB 2.0
- Monitor 1024x768
- Cable de 3 metros



**OFERTA**  
**1790 €**

## RAYOS X PORTÁTIL

70 kV/2mA.

Ajuste automático de tiempo de exposición en display.

Compatible con todos los sistemas de visualización de imágenes.

- Radiovisiografía
- Placas de fosforo

Peso 1,90kgs

**Funciona con baterías**, lo que permite su uso autónomo en cualquier circunstancia.

Requisitos para registrar en una instalación dental:

- 1) Disponer de soporte de fijación.
- 2) Disponer de cable de al menos 2m de disparador.

Normativa que autoriza su uso en las clínicas y la posibilidad de desplazarlo en diferentes lugares:  
Circular 05-23 del CSN.



**OFERTA**  
**1790 €**

## MICROSCOPIO

0-210º Tubo binocular ergonómico

Ajuste de distancia de pupila incorporado

Sistema 4k incorporado

Sistema de aumento

180-460mm lente de objetivo de enfoque vario



Diseño, fabricación y promoción de microscopios quirúrgicos con sistema de imágenes HD en odontología.

Ya sea que se dedique a la endodoncia, la periodoncia o la odontología quirúrgica, ofrecemos soluciones de microscopio ideales para su práctica.

**OFERTA**  
**12990 €**



## LÁMPARA CIRUGÍA RODANTE



### DENTAEUROPA SERIES

La tecnología LED ha revolucionado el arte del diseño de equipos para el sector médico.

Dentaeuropa lleva esta tecnología innovadora al área de procedimientos y exámenes. Con su avanzado sistema de gestión térmica, controles de atenuación integrados, salida de luz brillante y carcasa compacta, Dentaeuropa cumple con los estrictos requisitos tanto de los diseñadores como de los profesionales de hospitales.

**OFERTA**  
**1990 €**

Iluminación uniforme para el área de trabajo Luz de alta intensidad 120.000 lux/ 1 metro.



Fácil de limpiar

El mango extraíble se puede esterilizar y la construcción cerrada del accesorio permite una fácil limpieza.

## MICROMOTOR DE ENDODONCIA CON LOCALIZADOR DE ÁPICES INTEGRADO



Motor mecanizado posee 10 ajustes de memoria

Incorporado localizador de ápices con pantalla OLED

Reducción del Contraangulo de 16:1


Batería recargable y reemplazable

Con sensor Automático

**OFERTA**  
**690 €**



## CARRO ELECTRIFICADO PARA CÁMARA INTRAORAL



Se puede utilizar con ordenador todo-en-uno, ordenador con torre, ordenador portátil.

Está equipado con ganchos para cables, 3 enchufes, placa para el soporte de la cámara.

**Opcional: soporte para el monitor (89€)**

**OFERTA**  
**590 €**






## MUEBLE ESTERILIZACIÓN



**Medidas:** Ancho: 164cm Alto: 197cm Profundo: 60cm  
**Material:** Metálico

**OFERTA**  
**2990 €**




## MUEBLE INOX


**OFERTA**  
**2690 €**



ASTRA



**Medidas:** Ancho: 208,5cm Alto: 85,80cm Profundo: 60cm  
**Material:** Metálico



## AUTOCLAVE 18L


**FILTRO DE AIRE**

Filtra las impurezas transportadas por el aire en la cámara para evitar la contaminación

**NUEVA CÁMARA DE ESTRUCTURA DE SEIS CAPAS, CREACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA DE CÁMARA**

La cámara adopta una estructura de seis capas, utilizando la especial Técnica de espumación de microporos

**OFERTA**  
**1990 €**


**TANQUE ABIERTO DE GRAN CAPACIDAD**

Tanque abierto, fácil de limpiar. El sensor de calidad del agua incorporado monitorea la calidad del agua, reduce la tasa de fallas de la máquina y prolonga la vida útil de la máquina.

**ADECUADO PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS**

Instrumentos quirúrgicos, instrumentos dentales, cristalería, unidades de inyección y otros objetos resistentes a la compresión y al vapor caliente

**SISTEMA DE DOBLE BLOQUEO - CERRADURA MECÁNICA CON SISTEMA AIR LOCK**

El sistema de doble bloqueo hace que el autoclave sea más seguro y evita posibles riesgos de seguridad

## AUTOCLAVE SOLE 22L trident

Está equipado con un **sistema de autodiagnóstico** para monitorear el funcionamiento de los componentes principales.

Sole **extrae el 98% del aire** de la cámara, mediante tres procesos de vacío fraccionado a -0,80 Bar; este proceso garantiza una buena atmósfera para una perfecta generación de vapor saturado seco.

Está equipado con un **generador de vapor instantáneo** que permite ciclos más rápidos con resultados óptimos en el consumo de agua/tasa de carga de esterilización.

**Información y seguridad operativa:** Sole crea una contraseña de ingreso para cada usuario.

Sistema de **bloqueo de seguridad:** la puerta se bloquea automáticamente una vez que comienza el ciclo.



**OFERTA**  
**2990 €**

## COMPRESOR 2 EQUIPOS



**OFERTA**  
**1290 €**



Cod.	SHARK OILLESS MODEL	Units	CE Tank	dB (A)	air displacement lit/min cfm	at 5 bar F.A.D. lit/min cfm	HP KW	volt Hz	type	cyl.	R.P.M.	bar psi	cm. a x b x c	kg. Lbs
385.003	24/150 DRY	2	24	75	150 5,3	121 4,3	1,5 1,1	230/50	GMS1 50	1	1400	8 114	49x55x65	37 81





# ASVADENT

[www.asvadent.es](http://www.asvadent.es) / [www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)

## Asvadent SL

Padre Aller, 26  
33012 - OVIEDO  
[www.asvadent.com](http://www.asvadent.com)  
Telf. 985 27 73 43

Dr. Moreno, 12  
47008 - VALLADOLID  
[asvadent@asvadent.com](mailto:asvadent@asvadent.com)  
Telf. 983 27 45 84

Núñez Morgado, 5  
28036 - MADRID  
[administracion@asvadent.com](mailto:administracion@asvadent.com)  
Telf. 902 99 65 38



OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 de diciembre de 2024 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrán diferir del producto real.