


Ofertas Invierno 2025

Válidas:
del 3 de febrero
al 30 de abril de 2025



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com

 **acteon**

Índice

Ofertas ESTRELLA

Radiología intraoral
Newtron® Booster
Newtron® P5 XS B.Led
Piezotome® Cube

Imaging

Radiología intraoral

Equipment

Ultrasonidos / Accesorios
Aeropulidores
Polimerización
Cirugía / Implantología

Instrumentación manual

Intrumentos Pemium BLISS
Espejos
Extractor de implantes
Bandejas Endocirugía

Pharma

Higiene
Apertura sulcular
Sitsalicine™
Alginatos

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODONT HOLLIGER y PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.

Su visión. Donde otros solo pueden imaginar

C50
CÁMARA FULL HD

FULL HD

Imágenes
claras y
detalladas

- Un diagnóstico final **más seguro**.
- Mayor **aceptación** de casos.

MODO VISIÓN

Transcripción
de **colores naturales**

- Educación **directa** del paciente.
- Ideal para comparar manchas de dientes y **compartirlas con el paciente**.

AUTO FOCUS

Ahorro de tiempo
y **mejor claridad**
de imagen

- **Facilidad de uso**.
- Mayor **comodidad del paciente**.

MACRO VISION

Más **visibilidad**
de fisuras y caries

- Evaluación clínica **más fácil**.
- **Mejora la comunicación** entre el dentista y el paciente.

PRODUN- DIDAD DE CAMPO

5 modos*
disponibles en
UNA sola cámara

- **Fácil de usar** para un procedimiento mejorado.
- **Cambio rápido:** de un modo a otro en **un segundo**.

*Los 5 modos incluyen macro, retrato, sonrisa, diente e intraoral.



oferta
estrella

C50


CÁMARA FULL HD
Ref. S_C50_0002

3.486,00 €
2.558 €




Modelo "D" (Daylight)

Modos de visión



DAYLIGHT

Registro de **colores naturales**, identificación de patologías y seguimiento del paciente.



DAYLIGHT+

Altos contrastes, fisuras anatómicas y detalles de la estructura de la dentadura.

Modos de cámara



INTRAORAL

Seguimiento odontológico diario.



RETRATO

Seguimiento de ortodoncia.



C50


CÁMARA FULL HD
Ref. S_C50_0001



3.900,00 €
2.678 €

Modelo "PREMIUM"

- Mismos modos de visión (Daylight y Daylight+) y modos de cámara (intraoral y retrato) que la versión estándar.
- Cámara intraoral, revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales y detección de caries en un sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.
- Ayuda al diagnóstico y a la integración al flujo de trabajo.



PERIO

Mejora de la **placa dental** y de la **inflamación gingival** gracias a la amplificación cromática.



CARIO

Detección de caries por técnica de **fluorescencia** por LEDs.



oferta
estrella

pspix2

Ref. S_702_0001



**El escáner personal de
radiología intraoral**

**EXPERIENCIA
MEJORADA
DEL PACIENTE
CON VARIOS
TAMAÑOS
DE PLACAS DE
FÓSFORO FINAS
Y FLEXIBLES**

- Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



8.109,00€

5.330 €

Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.

RADIOLOGÍA INTRAORAL

Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición.

sopix 2

Ref. S_802_0004

SOPIX² proporciona una calidad de imagen excepcional, 25 pl/mm, utilizando las mejores tecnologías disponibles.

Sensor SOPIX² Talla 1



6.623,90 €
3.843 €

- ▶ Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **FIBER**_{PIXEL}
- ▶ Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace**_{technology}
- ▶ Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- ▶ Compatible con todos los softwares de imagen.



oferta
estrella

newtron
booster

Compacto y eficaz



Flujo de trabajo en
Profilaxis



Exclusiva tecnología NEWTRON® que controla las vibraciones ultrasónicas para una perfecta preservación de los dientes.

- Superficie plana, líneas limpias y con selector de potencia.
- Panel frontal inclinado para una mejor accesibilidad a los ajustes y a la pieza de mano.
- Estanqueidad higiénica total y selector de potencia desmontable.
- Versatilidad clínica gracias a la gama de insertos más extensa del mercado.

Dotado de una pieza de mano SP NEWTRON® y una llave dinamométrica esterilizables y tres insertos: 1, 1S y H3.

Ref. F60207

1.468,80 €

871 €



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

oferta
estrella

newtron p5XS b-led

Polivalente y autónomo



Flujo de trabajo en
Profilaxis



Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for B-LED y un depósito de 300 ml.

Ref. F62140

3.181,60 €

1.794 €

Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación:

- Pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable permitiendo una vibración perfecta del inserto.
- Exclusiva tecnología NEWTRON® que genera vibraciones ultrasónicas controladas y adecuadas para múltiples tratamientos clínicos, respetando el bienestar del paciente. Su sistema de irrigación permite un flujo constante y preciso para optimizar el efecto de cavitación.
- El revelador de placa F.L.A.G. for B-LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.
- La gama de equipos Newtron y la más amplia gama de insertos del mercado, le ofrece un gran rendimiento.

PIEZAS DE MANO



SP NEWTRON®

Esterilizable.

Ref. F12281



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 117,90 €.

~~727,80 €~~

438 €

NEWTRON® SLIM B.LED

Esterilizable.

Ref. F12905



**1 Inserto
universal N°1
SIN CARGO**

Recomendado para casos
simples: detartraje
supragingival eficaz.

Ref. F00246,
valorado en 117,90 €.

~~958,40 €~~

727 €

1+1

Llave dinamométrica
x2

40 €

LLAVE DINAMOMÉTRICA

- Llave dinamométrica esterilizable azul.

Ref. F81330, valorada en 40,00 €.



INSERTOS

Una amplia gama de insertos que satisfacen todas las necesidades clínicas

La gama más amplia del mercado con más de 60 insertos diferentes, con diseños, aleaciones y revestimientos exclusivos y únicos, para una mayor versatilidad clínica.

PROFILAXIS



PERIODONCIA



ENDODONCIA



CIRUGÍA ENDODÓNTICA



TRATAMIENTO DE IMPLANTES



ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y RESTAURADORA



Por la compra de **3 insertos*** de ultrasonidos de cualquier modelo,
20% de descuento

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*




Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

ULTRASONIDOS / INSERTOS

scaling



hygiene

periofine




perfect margin rounded



Saber más

Condensación



ULTRASONIDOS / INSERTOS



Saber más

periodontics

H1
F00366
136,30 €



H2L
F00367
136,30 €



H2R
F00368
136,30 €



H3
F00369
136,30 €



H4L
F00114
136,30 €



H4R
F00115
136,30 €



perio precision

P2L
F00090
174,30 €



P2R
F00091
174,30 €



PH1
F00702
121,00 €*
121,00 €*



PH2L
F00705
121,00 €*



PH2R
F00706
121,00 €*



*Blister de 4 unidades

perio maintenance BDR

TK1-1S
F01001
181,40 €



TK1-1L
F01004
181,40 €



TK2-1L
F02162
181,40 €



TK2-1R
F02161
181,40 €



implantprotect puretitanium

IP1
F02121
159,90 €



IP2L
F02122
159,90 €



IP2R
F02123
159,90 €



IP3L
F02124
159,90 €



IP3R
F02125
159,90 €



ULTRASONIDOS / INSERTOS



irrisafe



IRR 20-21mm - F43807
IRR 20-25mm - F43808
IRR 25-21mm - F43805
IRR 25-25mm - F43806

endodontics



K10-21mm - F43710
K10-25mm - F43712
K15-21mm - F43715
K15-25mm - F43717
K25-21mm - F43725
K25-25mm - F43727
K30-21mm - F43730
K30-25mm - F43732

endosuccess canal access prep



endosuccess retreatment

endosuccess retreatment



endodontics



endosuccess apical surgery



endosurgery



ULTRASONIDOS / INSERTOS



implantprotect
pure titanium

La mejor solución
para la

**LIMPIEZA
DE
IMPLANTES**

Kit ImplantProtect

(Tratamiento de la periimplantitis)

Insertos de titanio puro de grado 4 para evitar transferencias de materiales hacia el implante.

Compuesto de 5 insertos: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

733,90€

651 €

Ref. F02120



endosuccess
retreatment

642,70€

405 €

Ref. F00737

Kit Endo Success™ Retratamiento

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones no quirúrgicas de tratamientos endodóncicos.

Compuesto de 6 inserts: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.



endosuccess
apical surgery

681,60€

405 €

Ref. F00069

Kit Endo Success™ Cirugía apical

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones quirúrgicas endodóncicas compuesto de 5 inserts: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

ULTRASONIDOS / AEROPULIDOR

COMBI PROPHYMAX PERIO

prophymax

Ref. F11605

Equipo combinando
aeropulidor con ultrasonidos



Máximo confort para el paciente

- Un sistema de calentamiento interno asegura que la mezcla agua/polvo salga a una temperatura agradable para el paciente.



4.463,60 €

3.998 €



**1 POLVO
SIN CARGO**
**air-n-go
pero**

3 frascos de 160 g.
Sabor neutro.

Ref. F10270,
valorado en 132,20 €.



Compatibilidad piezas de mano ACTEON® Equipment

Únicamente las piezas de mano ACTEON® son 100% compatibles y ofrecen todas las garantías cuando se usan con los insertos dentales ACTEON® (con anillo de color: Colour Coding System™).

AEROPULIDORES

Aeropulidor (pulido fino, homogéneo y eficaz)



airmax

Ref. F11400

1 POLVO AIR-N-GO PERIO SIN CARGO



air-n-go perio

3 frascos
de 160 g.
Sabor neutro.


Ref. F10270,
valorado en 132,20 €.

- Tratamientos de profilaxis rápidos y sin saturaciones para un resultado excepcional.
- Calentamiento del agua integrado y función de limpieza automática.
- Respeto de la asepsia, para mayor seguridad.

Aeropulidor con 1 pieza de mano PROPHYPEN, 1 boquilla de titanio, 5 sobres de 20 gr de polvo AIR-N-GO "Classic" y 1 pedal simple.

3.030,90€

2.511 €



air-n-go easy

Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.



AIR-N-GO® easy con adaptador KaVo
AIR-N-GO® easy con adaptador Sirona
AIR-N-GO® easy con adaptador W&H
AIR-N-GO® easy con adaptador Bien-Air
AIR-N-GO® easy con adaptador Midwest

Ref. F10100
 Ref. F10101
 Ref. F10102
 Ref. F10103
 Ref. F10105

- Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.



1 KIT PERIO EASY + 1 kg de POLVO



Kit PERIO easy

Boquilla AIR-N-GO® PERIO easy y 1 frasco de AIR-N-GO® PERIO, polvo a base de glicina.

Ref. F10120, valorado en 672,40 €.



1 kg de polvo "CLASSIC"

4 sabores
 Ref. F10255,
 valorado en 100,50 €.

~~2.121,80 €~~
1.461 €



1 kg de POLVO



1 kg de polvo "CLASSIC"

4 sabores
 Ref. F10255, valorado en 100,50 €.

~~1.449,40 €~~
1.020 €

POLVO AEROPULIDORES



**POLVOS
100%
compatibles**

2+1

Por la compra de 2 cajas*
de polvo AIR&GO "Classic" le regalamos
1 caja adicional

**Pueden ser de distintos sabores.*

Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"

4 frascos de 250 g.

- Menta pimentada: Ref. F10250
- Limón: Ref. F10251
- Frambuesa: Ref. F10252
- Cola: Ref. F10253
- Neutro: Ref. F10254
- Multisabor: Ref. F10255



3 unidades a

100,50€

67 €

Cada caja

2+1

Por la compra de 2 cajas
de polvo AIR&GO "Perio" le regalamos
1 caja adicional

3 unidades a

132,20€

88 €

Cada caja



Polvo AIR-N-GO® "PERIO"

3 frascos de 160 gr. Sabor neutro.
Ref. F10270

miniled standard

~~1.290,50 €~~

947 €

Polimerización de todos los composites en menos de 12 segundos (3 mm).
3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

POTENCIA:

- 1.250 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.

**1 instrumento manual
PREMIUM SIN CARGO**

bliss



- Espátula de modelado CMS1.
Ref. 194.12SI, valorado en 70,70 €.



miniled ortho2

Ref. F05220

~~1.679,00 €~~

1.169 €

Especial para Ortodoncia

- 4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

POTENCIA:

- 3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm.



**1 instrumento manual
PREMIUM SIN CARGO**

bliss



- Espátula de modelado CMS1.
Ref. 194.12SI, valorado en 70,70 €.



oferta
estrella

piezotome cube

Potencia ajustada para máxima seguridad
y eficiencia.

GENERADOR PIEZOELÉCTRICO CON LUZ
LED DE GRAN POTENCIA PARA CIRUGÍA
IMPLANTARIA

- Pantalla táctil y orientada al usuario para el acceso directo a los principales parámetros de configuración.
- Unidad compacta.
- Bomba con ajuste preciso.
- Sistema de montaje rápido.
- Asepsia perfecta.

POTENCIA
INTUITIVAMENTE
ADAPTADA PARA
MÁXIMA EFICIENCIA Y
SEGURIDAD

Asistencia inteligente
D.P.S.I. proporciona:

- Aumento de un **30%** de potencia, mejorando el rendimiento de corte.
- Disminución de un **10%** de potencia, preservando los tejidos blandos.

60w

EL MÁS
POTENTE



DPSI Dynamic
Power
System
Inside

7.723,40 €
4.775 €

Ref. F50100

Dotado de 1 Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.

INSERTOS

- Extracción (sindesmotomía).
- Osteotomía/osteoplastia.
- Expansión de cresta.
- Elevación de seno por vía lateral o crestal.
- Cirugía ortodóncica acelerada.
- Alargamiento coronario.
- Remodelación ósea.

**Los insertos pueden ser de distinto modelo.*



Por la compra de
2 insertos*
de cirugía ósea
de cualquier modelo,

20%
de descuento

servotome

Electrobisturí
de alta frecuencia



Ref. F57210

- Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos.
- Realice cirugías orales sobre tejidos blandos de manera rápida, precisa y segura.
- Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.

1.784,50 €
1.576 €

INSTRUMENTACIÓN MANUAL

Kits BLISS® Una solución completa para cada protocolo clínico

Kit Prophylaxis bliss

8 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 8 instrumentos especiales para profilaxis.




Ref. 400CSS.SI
P.V.P.: 491,90-€

Precio oferta:
393 €

Kit Endodontic bliss

11 instrumentos

Bandeja de cirugía: 285x92x37 mm
+ 12 instrumentos especiales para endodoncia
+ 1 Soporte endodóntico - verde.



Ref. 401CSS.SI
P.V.P.: 730,10-€

Precio oferta:
584 €

Kit Diagnostic bliss

4 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 4 instrumentos especiales para diagnóstico.



Ref. 402CSS.SI
P.V.P.: 125,80-€

Precio oferta:
100 €

Kit Care bliss

5 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 5 instrumentos especiales para cuidado dental.



Ref. 403CSS.SI
P.V.P.: 163,30-€

Precio oferta:
130 €

Kit Restoration bliss

9 instrumentos

Bandeja Easy Clip
+ 9 instrumentos especiales para restauración.



Ref. 404CSS.SI
P.V.P.: 346,30-€

Precio oferta:
377 €

INSTRUMENTACIÓN MANUAL

ESPEJOS



5+2

Las 7 cajas de espejos pueden ser de distinto modelo.
SIN CARGO los de menor PVP.



Por la compra de 5 cajas de espejos de cualquier modelo (Aluminio, Rodio, Titanio o Pure Reflect®), le regalamos **2 cajas de espejos adicionales, SIN CARGO**

Ø3 mm

Ref. MP4303PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3303PH (Rosca simple)

P.V.P.: 85,30€

Precio oferta: 68,20 €

Ø5 mm

Ref. MP4305PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3305PH (Rosca simple)

P.V.P.: 85,30€

Precio oferta: 68,20 €

Ø7x2 mm

Ref. MP4306RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 101,90€

Precio oferta: 81,50 €

Ref. MP3306RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 92,60€

Precio oferta: 74,10 €

Ø9x3 mm

Ref. MP4310RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 101,90€

Precio oferta: 81,50 €

Ref. MP3310RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 92,60€

Precio oferta: 74,10 €

MICROESPEJOS

-20%
descuento

Diseñados para la cirugía bajo microscopio y lupa.

PURE REFLECT®:

Reflejo de alta definición.

Pure Reflect®

Casi el 100% de la tasa de reflejo.



INSTRUMENTACIÓN MANUAL

implant remover



Vídeo ImplantRemover®

Kit de extracción de tornillos e implantes

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA EXTRACCIONES ATRAUMÁTICAS

- Menos traumático en la implantología, minimizan las pérdidas óseas al evitar el uso de brocas y la cirugía ósea durante la extracción de un implante.
- Los extractores izquierdo y derecho se atomillan y desenroscan alternativamente en el implante para separarlo gradualmente del hueso.



EXTRACCIÓN DE TORNILLOS

La extracción de tornillos rotos puede deberse a:

- Fuerza de apriete excesiva.
- Desgaste.



EXTRACCIÓN DE IMPLANTES

Complicaciones que pueden requerir la extracción de un implante:

- Sin osteointegración / pérdida de osteointegración.
- Anomalías posicionales del implante.
- Periimplantitis, generando pérdida ósea.

Dotado de 1 llave de carraca dinamoétrica, 1 adaptador, 2 extractores de implantes, 1 extractor de tornillo, 1 fresa esférica y 1 bandeja de esterilización.

Con extractores largos:

Ref. 300.24

863,20€

708 €

Con extractores cortos:

Ref. 300.25

863,20€

708 €

BANDEJAS endosurgery

- Destinadas a cirugías apicales con visión indirecta a través de ayudas ópticas. La ergonomía y el tamaño de los instrumentos se han adaptado para cumplir con los procedimientos.
- El objetivo es perfeccionar la eliminación de tejidos blandos a pesar de los requerimientos de la raíz y facilitar la obturación retro.

endosurgery

Ref. 230.XL

11 INSTRUMENTOS

- | | |
|-----------|---|
| 233.20 | Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips. |
| 610.01XL | Minibisturí. |
| 407.16XL | Retractor de mejilla. |
| 263.18XL | Soda de doble cara Explorer n ° 17. |
| 135.87XL | Cureta ósea Lucas. |
| 412.07XL | Cureta para huesos y tejidos n ° 1. |
| 412.13XL | Cureta para huesos y tejidos n ° 2. |
| MP3303PH | Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm. |
| MP3306RPH | Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm. |
| 210.02XL | Mango XL doble para microespejos. |
| 193.10XL | Espátula para material de obturación. |
| 230.00XL | Cond. doble plugger 6mm / 4mm. |
| 230.01XL | Cond. / bruñidor plugger 3mm. |
| 164.19XL | Minixcavador. |



~~996,30 €~~

686 €

endosurgery

Ref. 231.XL

17 INSTRUMENTOS

- | | |
|-----------|--|
| 233.20 | Bandeja de cirugía 285x92x37mm + 2 clips. |
| 610.01XL | Minibisturí. |
| 407.16XL | Retractor de mejilla. |
| 263.18XL | Soda de doble cara Explorer n ° 17. |
| 135.87XL | Cureta ósea Lucas. |
| 412.07XL | Cureta para huesos y tejidos n ° 1. |
| 412.13XL | Cureta para huesos y tejidos n ° 2. |
| MP3303PH | Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm. |
| MP3306RPH | Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm. |
| 210.02XL | Mango XL doble para microespejos. |
| 193.10XL | Espátula para material de obturación. |
| 230.00XL | Cond. doble plugger 6mm / 4mm. |
| 230.01XL | Cond. / bruñidor plugger 3mm. |
| 164.19XL | Minixcavador. |
| 610.00XL | Bisturí. |
| 210.36XL | Mango con espejo XL + Pure Reflect® n ° 4. |
| 747.02TC | Portaagujas Castroviejo, mandíbulas curvadas, de carburo de tungsteno. |
| 636.00TC | Tijeras Lagrange, curvadas de carburo de tungsteno. |
| 151.K | Kit retractor 3 cuchillas. |
| 222.02 | Pinzas Perry. |



~~1.629,70 €~~

1.136 €

classic
by **riskontrol**



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua

3+1

Por la compra de **3 cajas***
de RISKONTROL "Classic", le regalamos
1 caja ADICIONAL

**Pueden ser de distintos colores / sabores.*



Caja dispensadora de 250 boquillas
no estériles.

- Blanco: Ref. 201664
- Azul: Ref. 201665
- Amarillo: Ref. 201666
- Verde: Ref. 201667
- Rosa: Ref. 201668



Flujo de trabajo en
Profilaxis



P.V.P.: 60,50 €, cada caja.

Precio OFERTA: 45,40 € / caja

(Precio resultante del 3+1 a la clínica dental).

art
by **riskontrol**



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua

3+1

Por la compra de **3 cajas***
de RISKONTROL "Art", le regalamos
1 caja ADICIONAL

**Pueden ser de distintos colores / sabores.*



Caja dispensadora de 250 boquillas
no estériles.

- Blanco / Menta: Ref. 201700
- Naranja / Mandarina: Ref. 201701
- Gris / Regaliz: Ref. 201702
- Verde / Anís: Ref. 201703
- Violeta / Arándanos: Ref. 201704



Flujo de trabajo en
Profilaxis



P.V.P.: 64,40 €, cada caja.

Precio OFERTA: 48,30 € / caja

(Precio resultante del 3+1 a la clínica dental).

Encuentre nuestra amplia gama de adaptadores RISKONTROL® compatibles con más de 150 sillones

Aquí tiene una selección:

LU INOX 	200150	ADEC INOX nueva jeringa 	200205
D.C.I. 	200152	SIRONA L 	200196
KAVO HB 	200153	CEFLA INOX 	200197
SIRONA B 	200154	LU NEW INOX 	200199
FA S1 	200182		

Catálogo
de adaptadores



¡Contáctenos
para determinar el adaptador requerido
para su sillón!

APERTURA SULCULAR

expasyl exact

Una solución EXACTA para la retracción gingival atraumática

- Apertura sulcular atraumática y más amplia.
- Ahorro de tiempo de 1 a 3 minutos.
- Sin riesgo de daños al ligamento epitelial.
- Sin dolor para el paciente.
- Sin sangrado / hemostasia perfecta.
- Funciona con cualquier aplicador para composite.



Caja de 20 cápsulas:

~~149,70 €~~

130 €

Ref. 261010

**Monodosis
Monopaciente**

Caja de 50 cápsulas:

~~339,30 €~~

301 €

Ref. 261011

**Aplicador
universal**



expasyl

**Retracción gingival
eficaz y atraumática
para una prótesis
natural y estética**

- Impresión convencional y digital.
- Sellado / unión.
- Restauraciones Clase II y V.
- Implantología.
- Máxima eficacia.
- Gesto no traumático y sin dolor.
- De 5 a 8 aplicaciones por cápsula (1 gr).
- Preparación individual o múltiple.
- Acceso a las áreas anteriores y posteriores.



Mini Kit EXPASYL:

6 cápsulas + 12 cánulas
+ 1 aplicador

~~395,70 €~~

303 €

Ref. 294100

sitsalicine

Pasta de pulido
post-tartrectomías

Ref. 277803

31,80€

26 €



PROPIEDADES:

- La sílice es un polvo ligeramente abrasivo que le confiere a la pasta sus propiedades de pulido, eliminando la microrrugosidad del detartraje, sin dañar el esmalte o las encías.
- Un compuesto aromatizante le confiere un sabor agradable y refrescante.

ALGINATOS PARA LA IMPRESIÓN

chromalg'x



- Alginato cromático: su color cambia de acuerdo con la progresión del ajuste.
- Color azul, sabor frambuesa.
- Tiempo de fraguado: de 2 min 20 s a 2 min 40 s.

orthofast



- **ESPECIAL PARA ORTODONCIA**
- Tiempo de fraguado, especial para ortodoncia: de 1 min 40 s a 2 min.
- Color naranja, sabor albaricoque.

pralg'x



- Alginato altamente resistente.
- Tiempo de fraguado: de 2 min 10 s a 2 min 30 s.
- Color verde, sabor menta.

12 bolsas de 500 g + cucharas de medición de polvo y agua:

144,00€

132 €

Ref. 263618

144,00€

132 €

Ref. 263622

144,00€

132 €

Ref. 263615

MÓDULOS DE ULTRASONIDOS PARA INCORPORAR A EQUIPO DENTAL

Además de los productos de sobremesa, ACTEON® dispone de un completo programa de elementos que pueden incorporarse a las unidades dentales (soluciones O.E.M.).

CONSULTAR

módulo



cordón



pieza de mano



SP NEWTRON



ESTÁNDAR



NEWTRON
STANDARD



SP NEWTRON LED



LED



NEWTRON
LED



SLIM



NEWTRON
SLIM Y B.LED

 **acteon**

